



ZEYCO®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

 DMG

 LASCOD

 SDI

 TDV

 premier®

 eufar

 Carestream
DENTAL

 Cranberry®

 TePe®

 MadaCide

 DÜRR
DENTAL

 Two Striper.




 b MEDICAL
BAOLAI

 DTE®

 SILCO

 Monoject™

 woson®



En **ZEYCO**® trabajamos para asegurar la disponibilidad de productos de calidad en el mercado, **por lo que contamos con estrictos procesos de logística y distribución que nos han permitido mantenernos vigentes en el mercado nacional e internacional**, por ello es que nuestro portafolio de productos incluye las siguientes marcas y/o líneas de productos de las cuales somos, en su mayoría, **distribuidores exclusivos para México** (también los somos para algunos países en Centroamérica y el Caribe).

“ Estamos convencidos que
mejores personas
hacen mejores empresas y una
mejor empresa, a través de sus
personas, **hace una mejor sociedad** ”



ZEYCO[®]

ProphyTech

CATÁLOGO DE PRODUCTOS ZEYCO - PROPHYTECH

The logo for Zeyco, featuring the word "ZEYCO" in a bold, sans-serif font. The letters "ZEY" are dark blue, and the letters "CO" are a vibrant green. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the "O".

ZEYCO®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Somos una empresa mexicana con más de 40 años de experiencia que, sumando tecnología de vanguardia y altos estándares de calidad, nos dedicamos a la manufactura y distribución de anestésicos locales, entre otros productos que satisfacen las diferentes necesidades de los profesionales de la salud.

Actualmente somos la marca de anestésicos locales líder en México, en el ramo odontológico, además exportamos a más de 65 países.

Contamos con el talento, la capacidad y los recursos para brindar soluciones que faciliten la rutina de los profesionales de la salud en distintos rubros, aportando nuestra experiencia para contribuir a una atención médica de calidad.

FD[®]

LIDOCAÍNA HCl 2% / EPINEFRINA 1:100,000



- Libre de látex
- Libre de Metilparabeno
- Blistér pre-cortado para evitar contaminación cruzada
- Producto estéril mediante llenado aséptico

PRESENTACIÓN:

Caja con 50 cartuchos de 1.8 mL en vidrio o polipropileno

No. de Reg. San. 0062M80 SSA IV

TURBOCAÍNA®

ARTICAÍNA HCl 4% / EPINEFRINA 1:100,000

Ideal para procedimientos que requieren la **propiedad hemostática** de la epinefrina



- Indicado para intervenciones que requieren **mayor rapidez** en el efecto anestésico
- Libre de **látex**
- Libre de **Metilparabeno**
- **Blíster pre-cortado** para evitar contaminación cruzada
- **Producto estéril** mediante llenado aséptico

PRESENTACIÓN:

Caja con 50 cartuchos de 1.8 mL en vidrio

No. de Reg. San. 450M2005 SSA IV

OMNICAÍNA®

LIDOCAÍNA HCl 2%

Utilizado en procedimientos de corta duración y en los casos donde el paciente presente alguna contraindicación para el uso del vasoconstrictor



- Libre de **látex**
- Libre de **Metilparabeno**
- **Blíster pre-cortado** para evitar contaminación cruzada
- **Producto estéril** mediante llenado aséptico



PRESENTACIÓN:

Caja con 50 cartuchos de 1.8 mL en polipropileno

No. de Reg. San. 039M2000 SSA IV

DENTOCAÍN®

MEPIVACAÍNA HCl 2% / EPINEFRINA 1:100,000

Ideal para procedimientos que requieren la **propiedad hemostática** de la epinefrina



- Libre de **látex**
- Libre de **Metilparabeno**
- **Blíster pre-cortado** para evitar contaminación cruzada
- **Producto estéril** mediante llenado aséptico

PRESENTACIÓN:

Caja con 50 cartuchos de 1.8 mL en vidrio o polipropileno

No. de Reg. San. 136M80 SSA IV

DENTOCAÍN SIMPLE®

MEPIVACAÍNA HCl 3%



Utilizado en procedimientos de corta duración y en los casos donde el paciente presente alguna contraindicación para el uso del vasoconstrictor

- Libre de **látex**
- Libre de **Metilparabeno**
- **Blíster pre-cortado** para evitar contaminación cruzada
- **Producto estéril** mediante llenado aséptico

PRESENTACIÓN:

Caja con 50 cartuchos de 1.8 mL en vidrio o polipropileno

No. de Reg. San. 517M98 SSA IV

TOPICAINA®

BENZOCAÍNA 20%

Anestésico tópico en gel utilizado principalmente para minimizar la sensación de inserción de la aguja



PRESENTACIÓN:
Frasco con 30 g en sabor menta y cereza

No. de Reg. San. 262M95 SSA IV

ZK-INA®

LIDOCAÍNA 10%

Anestésico tópico en spray para uso superficial en las membranas mucosas

- Para minimizar el dolor por la inserción de la aguja
- Indicado para Dermatología (heridas cutáneas leves), Ginecología y Obstetricia (exploraciones, suturas, desgarres mucosos y biopsias) *



* Recomendado solo en la presentación sin sabor

PRESENTACIÓN:
Frasco con 115 mL en sabor cereza y sin sabor

No. de Reg. San. 321M2003 SSA IV

DESINFECTANTE MULTISUPERFICIES

DESINFECCIÓN Y DESODORIZACIÓN EN UN SOLO PASO

- Elimina el 99.9 % de los virus, bacterias y hongos
- Ideal para superficies, utensilios de cocina, accesorios de mascotas, juguetes infantiles, entre otros
- Libre de cloro, no blanquea textiles
- 70 % alcohol.

PRESENTACIÓN: 950 mL

Aviso de Funcionamiento COFEPRIS
No. 183300507A0716



GEL ANTIBACTERIAL

COMPUESTO DESINFECTANTE PARA LAS MANOS.

Al estar formulado con 70% de alcohol permite un eficaz y alto grado de desinfección eliminando el 99.9 % de los gérmenes (bacterias, hongos y virus).



PRESENTACIONES:

- 60 mL
- 125 mL
- 250 mL
- 500 mL
- 500 mL con bomba
- 1L con bomba
- 1.25 L
- 1 gal (3.783 L) con bomba

Aviso de Funcionamiento COFEPRIS
No. 183300507A0716

DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL

SOLUCIONES INNOVADORAS QUE FACILITAN LA HIGIENE DE LAS MANOS

SISTEMA MANUAL

- Dosificación precisa
- Funcionamiento simple
- Sencillo cambio de cartucho de 1.25 L
- Material de alta resistencia
- Uso fácil y ergonómico
- Tamaño ideal que facilita su colocación
- Tecnología alemana respaldada por OPHARDT HYGIENE

SISTEMA AUTOMÁTICO

- Detección automatizada y confiable
- Luz LED que indica encendido y batería baja
- Sencillo cambio de cartucho de 1.25 L
- Material de alta resistencia
- Uso fácil y ergonómico
- Consume poca energía
- Incluye 4 pilas tamaño D



AGUA TRIDESTILADA PARA AUTOCLAVE

- Libre de contaminantes que provocan sarro, incrustaciones, corrosión y taponamientos
- Alarga la vida de tu autoclave mejorando su eficiencia en cada ciclo
- Evita manchas en el instrumental



PRESENTACIÓN: Galón (3.783 L) y 20 L

REPELENTE DE INSECTOS

- Formulado con aceites esenciales naturales de citronela, lavanda y clavo
- Ayuda a disminuir el riesgo de picadura de los insectos transmisores de enfermedades como Dengue, Zika y Chikunguña
- Ideal para toda la familia



INGREDIENTES:

Cymbopogon nardus (Citronela) aceite esencial (3.5%),
Lavanda angustifolia (Lavanda) aceite esencial (0.6%),
Eugenia caryophyllata (Clavo) aceite esencial (0.2%).

OTROS INGREDIENTES: Alcohol, agua, glicerina,
fenoxietanol, aceite de ricino hidrogenado.

PRESENTACIÓN:

Frasco de 120 mL con aspersor

AGUJAS ZEYCO®

AGUJA DENTAL ESTÉRIL DESECHABLE



- Tubos de pared de acero inoxidable, ultradelgadas con triple bisel
- Cono roscado de polipropileno
- N° de lote, fecha de vencimiento y tamaño de aguja impresos en el capuchón.
- Indicador de orientación del bisel impreso en el cono
- Esterilización con rayos gama

PRESENTACIÓN: Caja con 100 agujas

MEDIDAS:

27 Corta (0.40 mm x 21 mm), 27 Larga (0.40 mm x 36 mm),
30 Extra Corta (0.30 mm x 12 mm), 30 Corta (0.30 mm x 21 mm)

No. de Reg. San. 0189C2005 SSA

CLEAN-CEM

REMOVEDOR DE CEMENTO TEMPORAL



Provisionales sin
cemento en tan solo
10 minutos



- Disuelve eficazmente los cementos temporales comúnmente utilizados a base de óxido de zinc con o sin eugenol
- Uso sin necesidad de método convencionales como la instrumentación, raspado y tallado
- Ahorra tiempo, aprovechando al máximo la consulta.
- Práctico y fácil de usar
- No mancha
- También puede utilizarse con instrumentos como fresas de diamante

PRESENTACIÓN: Frasco de plástico de 450 mL

GENHEXIS RC®

GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2 %
SOLUCIÓN ANTISÉPTICA E IRRIGANTE



- Proporciona mayor resistencia en los procesos de adhesión
- Ayuda a reducir la sensibilidad postoperatoria
- La presentación en frasco cuenta con un adaptador que se conecta con la jeringa para una extracción simple del producto
- Variedad de presentaciones
- Fácil de aplicar

PRESENTACIONES:
Caja con 4 jeringas de 1.2 mL prellenadas
Caja con 20 jeringas de 1.2 mL prellenadas
Frasco de 135 mL

EDTA 17%

SOLUCIÓN EMPLEADA COMO UN AGENTE
QUELANTE EN PROCESOS ENDODÓNTICOS

- Presentación en líquido que facilita el uso
- Auxiliar en la preparación biomecánica del conducto radicular para una mejor adhesión del material obturador
- Ayuda en la limpieza y desinfección eliminando el barrillo dentario



PRESENTACIÓN:
Frasco de plástico con
135 mL de solución

No. de Reg. San. 0290C2020 SSA

PASTA PROFILÁCTICA

PASTA PARA PROFILAXIS CON ABRASIVOS BLANDOS

- Granulación en dos tamaños que permite un pulido profesional de los dientes
- Contiene agentes blanqueadores
- Libre de flúor
- Contiene glicerina y xilitol
- Disponible en sabor cereza y menta



PRESENTACIONES:
Frasco con 100 gramos
Frasco con 200 gramos

EYECTOR DE SALIVA

ÓPTIMA ASPIRACIÓN DE SALIVA



PRESENTACIÓN: Bolsa con 100 piezas
DISPONIBLE EN COLORES: Azul, verde y transparente

REVELADOR ZEYCO®

INDISPENSABLE EN TU PRÁCTICA

El líquido revelador es utilizado para convertir la imagen latente de la radiografía en una imagen visible. Este líquido actúa sobre las sales de plata metálica que fueron sensibilizados en los rayos x



PRESENTACIONES:
- Frasco de 250 mL
- Frasco de 1 L

FIJADOR ZEYCO®

COMPLEMENTO EN EL REVELADO

Producto químico que se usa para eliminar las sales de plata, no reveladas que no fueron expuestas en el proceso de rayos x, permaneciendo inmune el revelado



PRESENTACIONES:
- Frasco de 250 mL
- Frasco de 1 L



ProphyTech

PRODUCTOS DESECHABLES

Una línea completa de insumos desechables desarrollados para la práctica odontológica, los cuales garantizan la máxima seguridad e higiene en el consultorio dental.



PUNTAS INTRAORALES

Color: Amarillo

Presentación:
Bolsa de 100 pzas



BOLSA PARA ESTERILIZAR

Medidas disponibles:
-Chica 2- 1/4" X 4"
-Mediana 3- 1/2 "X 9"
-Grande 5 -1/3"X 10"

Presentación:
Caja de 200 pzas



VASO DAPPEN DE VIDRIO

- Su gruesa y pesada base hace que sea estable
- Ideal para la mezcla de acrílicos, amalgama, resinas, selladores y otros materiales

Colores disponibles: Azul, ámbar, transparente y verde

Presentación:
Caja de 12 pzas



RETRACTOR DE CARRILLOS Y LENGUA

Medidas disponibles:

- Chico
- Mediano
- Grande

Presentación:
Caja de 2 pzas

DISPENSADOR DE ROLLOS DE ALGODÓN

Colores disponibles: Azul, morado y rojo

Presentación: Pza



ROLLO DE ALGODÓN

Medida: No.1

Presentación:
Caja de 2,000 pzas





PUNTAS DESECHABLES JERINGA TRIPLE

Colores disponibles: Azul, blanco, rojo y amarillo

Presentación: 250 Pzas



CUBREBOCAS PROCEDURAL

- Filtro antibacterial
- Resistente a líquidos
- Desechable
- Hipoalergénico con superficie suave que no irrita la piel
- Para uso industrial, médico o personal
- Diseño de 3 capas para una eficiencia de filtración bacteriana del 99 %

Colores disponibles: Azul, verde, blanco, rosa y negro

Presentación:
Caja con 50 pzas



CEPILLO PARA PROFILAXIS

Presentación:
Bolsa de 100 pzas



PUNTAS AUTO MEZCLADORAS


Colores disponibles: Café, Rosa

Presentación:
Bolsa de 48 pzas



PISTOLA APLICADORA DE COMPLETS UNIVERSAL

Presentación: Pza



FRESERO DE ALUMINIO

15 FRESAS DE ALTA VELOCIDAD

Colores disponibles: Negro, azul y plata

Presentación: 1 Pza




FRESERO DE ALUMINIO

18 FRESAS

Para alta y baja velocidad
Colores disponibles: Azul

Presentación: 1 Pza



FRESERO DE ALUMINIO

20 FRESAS

Para alta y baja velocidad
Colores disponibles: Azul

Presentación: 1 Pza



BOLSA RECOLECTORA DE DESECHOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS

Medida: 26.5cm x 22cm

Presentación:
Caja de 200 pzas



MANGA CON BANDA ELÁSTICA

Medida: 20 x 40cm
Color: Azul

Presentación:
Bolsa de 100 pzas



COLLAR DE PLOMO

Groso: 0.3mm
Colores disponibles: Azul

Presentación: Pza

MANDIL DE PLOMO

Con cuello
Grosos disponibles: 0.3mm y 0.5mm
Color: Azul

Presentación: Pza





MANDIL DE PLOMO

Sin cuello
Grosos disponibles: 0.3mm y 0.5mm
Colores disponibles: Azul

Presentación: Pza



MANDIL DE PLOMO RADIÓLOGO

Sin cuello
Grosor: 0.35mm
Color: Azul

Presentación: Pza



GASAS

Medida: 2" x 2"

- Excelente capacidad de absorción
- Sin blanqueadores químicos añadidos
- Mayor comodidad para el paciente con una sensación extra suave, adaptable y no irritante

Presentación:

Paquete de 200 pzas



CAMPOS

3 capas

Colores disponibles: Azul, rosa, verde, blanco, amarillo, negro y surtido

Presentación:

Caja de 500 pzas



CLIP METÁLICO PARA CAMPO

Presentación:
Bolsa con 20 pzas

CLIP METÁLICO PARA RADIOGRAFÍA

Presentación:
Bolsa con 100 pzas



CLIP PLÁSTICO PARA CAMPO




Presentación:
Bolsa con 100 pzas



CINTA TESTIGO

Medidas disponibles:
- 12.5mm X 50 m
- 19 mm x 50 m

Presentación: Pza



CATÁLOGO



A tu lado por



50 años





Ernst Mühlbauer creó en 1963 bajo el nombre de “Material Dental Gesellschaft”, una empresa para la producción de cemento de silicato. Por casi cuatro décadas DMG ha facilitado las rutinas diarias de los dentistas. Ha crecido a más de 300 funcionarios comprometidos con ofrecer apoyo a odontólogos y laboratorios, ofreciendo productos dentales de alta calidad.

Esencialmente DMG realiza todo el proceso del producto, desde los estudios hasta la distribución, en las instalaciones en la ciudad de Hamburgo, Alemania. Cada parte del proceso cumple con estándares de calidad extremadamente altos, confirmados con un testeo constante, a través de métodos de innovación mejorando así la odontología día a día.

DMG y todos los productos mencionados son marcas registradas de DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Hamburg/Germany.







Honigum Pro Light

Reg. San. No. 2299C2017 SSA




Honigum Pro Heavy

Reg. San. No. 2299C2017 SSA



Honigum Pro Putty Soft

Reg. San. No. 2299C2017 SSA



MATERIAL DE IMPRESIÓN SUPERIOR A BASE DE SILICÓN POR ADICIÓN (POLIVINILSILOXANO), CONSISTENCIA LIGERA

Indicación:

Impresiones de coronas, puentes, incrustaciones e implantes.

Ventajas:

- Propiedades extraordinarias de estabilidad y fluidez.
- Mezcla homogénea sin burbujas.
- Se registran los detalles más finos.
- Mejores propiedades reológicas (viscosidad y tixotropía).
- Excelentes propiedades hidrofílicas.
- Resistencia al desgarre.

Presentaciones:

Caja con 2 cartuchos de 50 mL, 10 puntas mezcladoras y 10 puntas intraorales.

Caja con 8 cartuchos de 50 mL, 40 puntas mezcladoras y 40 puntas intraorales.

MATERIAL DE IMPRESIÓN SUPERIOR A BASE DE SILICÓN POR ADICIÓN (POLIVINILSILOXANO), CONSISTENCIA PESADA

Indicación:

Impresiones de coronas, puentes, incrustaciones e implantes.

Ventajas:

- Alta dureza final.
- Mezcla homogénea sin burbujas.
- Estabilidad dimensional.
- Mejores propiedades reológicas (viscosidad y tixotropía).
- Excelentes propiedades hidrofílicas.
- Ideal para impresiones de implantes y rehabilitación completa.
- Resistencia al desgarre.

Presentación:

Caja con 2 cartuchos de 50 mL y 4 puntas mezcladoras.

MATERIAL DE IMPRESIÓN SUPERIOR A BASE DE SILICÓN POR ADICIÓN (POLIVINILSILOXANO), CONSISTENCIA EXTRA PESADA (MASILLA)

Indicación:

Impresiones de coronas, puentes, incrustaciones e implantes.

Ventajas:

- Excelente recuperación después de la deformación.
- Estabilidad dimensional.
- Mejores propiedades reológicas (viscosidad).
- Excelentes propiedades hidrofílicas.
- Ideal para impresiones de implantes.
- Resistencia al desgarre.
- Agradable aroma a miel.

Presentaciones:

Caja con 1 base y 1 catalizador de 450 mL c/u.

Caja con 4 bases y 4 catalizadores de 450 mL c/u.



MixStar eMotion

Reg. San. No. 2299C2017 SSA



EQUIPO PARA MEZCLA AUTOMÁTICA DE MATERIAL DE IMPRESIÓN

Indicación:

Con MixStar de DMG puede obtenerse una mezcla totalmente automática y electrónicamente exacta.

Ventajas:




- Las mezclas automáticas son más rápidas, seguras y prácticas.
- Material homogéneo y sin burbujas
- 3 niveles de velocidades seleccionables
- 2 temporizadores para programar tiempo de trabajo y ajuste

Presentación:

1 Mezcladora automática.

CARTUCHOS DISPONIBLES PARA TU MIXSTAR:

- Honigum Pro Heavy - Material de impresión pesada en VPS. Disponible en caja con 1 cartucho de 380 mL y 10 puntas o en caja con 5 cartuchos de 380 mL y 50 puntas.
- Honigum Pro Putty - Material de impresión masilla en VPS. Disponible en caja con 1 cartucho de 380 mL y 10 puntas o en caja con 5 cartuchos de 380 mL y 50 puntas.
- Honigum Pro Mono – Material de impresión Monofásico en VPS. Disponible en caja con 5 cartuchos de 380 mL y 50 puntas.








Silagum Light

Reg. San. No. 2789C2012 SSA



MATERIAL DE IMPRESIÓN A BASE DE SILICÓN POR ADICIÓN (POLIVINILSILOXANO), CONSISTENCIA LIGERA

Indicación:

Impresiones de coronas, puentes, incrustaciones.

Ventajas:

- Mezcla homogénea y sin burbujas.
- Excelente fluidez y registro de detalles finos.
- Excelente estabilidad.
- Excelentes propiedades hidrofílicas.
- Resistencia al desgarre.

Presentaciones:

Caja con 2 cartuchos de 50 mL c/u, 12 puntas mezcladoras y 12 puntas intraorales.


Caja con 8 cartuchos de 50 mL c/u, 50 puntas mezcladoras y 50 puntas intraorales.

Color: Naranja.



Silagum Medium

Reg. San. No. 2789C2012 SSA



MATERIAL DE IMPRESIÓN A BASE DE SILICÓN POR ADICIÓN (POLIVINILSILOXANO), CONSISTENCIA MEDIANA

Indicación:

Impresiones de coronas, puentes, incrustaciones y prótesis removible.

Ventajas:

- Mezcla homogénea y sin burbujas.
- Excelente estabilidad.
- Ideal para prótesis removible.
- Excelentes propiedades hidrofílicas.

Presentación:

Caja con 2 cartuchos de 50 mL c/u, 12 puntas mezcladoras y 12 puntas intraorales.

Color: Morado.



Silagum Putty Soft

Reg. San. No. 2789C2012 SSA



MATERIAL DE IMPRESIÓN A BASE DE SILICÓN POR ADICIÓN (POLIVINILSILOXANO), CONSISTENCIA EXTRA PESADA (MASILLA)

Indicación:

Impresiones de coronas, puentes, incrustaciones.

Ventajas:

- Fácil de mezclar y dosificar.
- Excelente estabilidad.
- Consistencia suave.
- Resistencia mínima al retirar de boca.
- Excelentes propiedades hidrofílicas.

Presentaciones:

Caja con 1 base y 1 catalizador de 262 mL.

Caja con 8 bases y 8 catalizadores de 262 mL c/u.

Color: Morado.



Silagum Comfort

Reg. San. No. 2788C2012 SSA



MATERIAL DE REBASE BLANDO A BASE DE SILICÓN POR ADICIÓN (POLIVINILSILOXANO)

Indicación:

Rebase para dentaduras totales o parciales y acondicionador de tejidos.

Ventajas:

- Excelente adherencia al acrílico.
- Alta estética.
- Fácil manipulación.
- Resistencia al desgarre.
- Máxima comodidad para el paciente.
- Durabilidad en boca de 6 meses a un año.
- Venta por separado del adhesivo y barniz.

Presentación:

1 Cartucho de 50 mL y 12 puntas mezcladoras.*

1 Frasco de Primer de 5 mL.*

2 Frascos de Barniz de 10 mL.*

*Se venden por separado.



O-Bite

Reg. San. No. 2746C2012 SSA



MATERIAL PARA REGISTRO OCLUSAL A BASE DE SILICÓN POR ADICIÓN (POLIVINILSILOXANO)

Indicación:

Registros interoclusales.

Ventajas:

- Alta dureza
- Alta resistencia al desgarre
- Agradable aroma a naranja
- Resistencia mínima a la oclusión
- Estabilidad dimensional
- Rápida polimerización

Presentaciones:

Caja con 2 cartuchos de 50 mL c/u, con 12 puntas mezcladoras.

Caja con 8 cartuchos de 50 mL c/u, con 50 puntas mezcladoras.

Color: Naranja.



Kit de impresión

Reg. San. No. 0089C2019 SSA



MATERIAL DE IMPRESIÓN

Presentación:

- 1 Tarro de 262 mL de base Silagum Putty
- 1 Tarro de 262 mL de catalizador Silagum Putty
- 2 cucharillas
- 2 cartuchos de 50 mL de Silagum Light
- 12 puntas mezcladoras y 12 puntas intraorales
- 1 cartucho de 50 mL de O-Bite
- 6 puntas mezcladoras

Nota: También disponible con Silagum Medium.



Conoce más sobre LuxaCrown,
escanea el código QR o
ingresa al siguiente link
<https://zeyco.com/novedades/luxacrown/>



LuxaCrown

Reg. San. No. 0273C2019 SSA



RESINA AUTOCURABLE PARA CORONAS Y PUENTES SEMIPERMANENTES

Indicación:

Elaboración simple, rápida y rentable de coronas y puentes directamente en el sillón dental en una sola cita.

Ventajas:

- Excelente resistencia, durabilidad y estética
- Ahorro en tiempo y costo
- Fluorescencia natural
- Alta estabilidad de tonalidad

Presentación:

Caja con 1 Cartucho de 50 mL y 15 puntas mezcladoras

Diponible en tonos: A1, A2, A3 y B1.



Luxatemp Star

Automatisch anmischendes provisorisches Kronen-
und Brückenmaterial; Bis-Acrylat-Composite
Temporary crown and bridge material
automix system; bis-acrylic composite
Matériau pour couronnes et bridges provisoires
en mélange automatique; composite bis-acryl
Materiale per corone e ponti provvisori
automiscelante; composito bisacrílico
Material provisional para coronas y puentes,
mezcla automática, composite bisacrílico

 **DMG**
Dental Milestones Guaranteed



Luxatemp Star

Automatisch anmischendes provisorisches Kronen-
und Brückenmaterial; Bis-Acrylat-Composite
Temporary crown and bridge material
automix system; bis-acrylic composite
Matériau pour couronnes et bridges provisoires
en mélange automatique; composite bis-acryl
Materiale per corone e ponti provvisori
automiscelante; composito bisacrílico
Material provisional para coronas y puentes,
mezcla automática, composite bisacrílico

 **DMG**
Dental Milestones Guaranteed



Luxatemp Star

Reg. San. No. 1639C2014 SSA



MATERIAL BISACRÍLICO PARA RESTAURACIONES PROVISIONALES

Indicación:

Elaboración de carillas , coronas , puentes , incrustaciones provisionales y Mock-up.

Ventajas:

- Excelente dureza, ajuste y adaptabilidad.
- Estética excepcional y estabilidad en el color.
- Rápida polimerización.
- Resistencia a la fractura y alta flexibilidad.
- Baja contracción.

Presentaciones:

Caja con 1 Cartucho de 76 g y 15 puntas mezcladoras. Disponible en tonos: A1, A2, A3 y B1.

Caja con 5 Cartuchos de 76 g c/u y 75 puntas mezcladoras. Disponible en tonos: A2 y A3.





TempoCemNE

Smartmix

Automatisch anmischender provisorischer Befestigungszement, eugenolfrei
Temporary cement automix system, eugenol free

 **DMG**
Dental Milestones Guaranteed



TempoCemNE

Handmix


Provisorischer Befestigungszement, eugenolfrei
Temporary luting cement, eugenol free
Ciment de scellement temporaire sans eugenol
Cemento per fissaggio provvisorio privo di eugenolo
Cemento para fijación provisional
de óxido de zinc sin eugenol

 **DMG**
Dental Milestones Guaranteed



TempoCemNE Smartmix

Reg. San. No. 1623C2014 SSA



TempoCemNE Handmix

Reg. San. No. 1623C2014 SSA



CEMENTO TEMPORAL SIN EUGENOL

Indicación:

Cementación temporal de coronas , puentes e incrustaciones.

Ventajas:

- Excelente adhesión.
- Fácil remoción de excesos.
- No interfiere con el proceso de adhesión.
- Tixotrópico.

Presentaciones:

Smartmix – Caja con 2 jeringas de 11 g c/u y 20 puntas mezcladoras.


Handmix – Caja con 1 tubo de 85 g de base y 1 tubo con 25 g de catalizador.

Presentación en jeringa



Presentación en tubo







PermaCem Smartmix Dual

Reg. San. No. 1624C2014 SSA



CEMENTO DE POLIMERIZACIÓN DUAL UNIVERSAL

Indicación:

Cementación definitiva de coronas, puentes, postes e incrustaciones.

Ventajas:

- Adhesión a zirconio, silicatos, cerámica, composite, metal y fibra de vidrio.
- Reduce el tiempo de fotocurado.
- Combina las ventajas del ionómero de vidrio y resina.
- Liberación de fluoruro.
- Radiopaco.
- Fácil remoción de excesos.
- Este producto requiere adhesivo y agente grabador.

Presentación:

Caja con 2 jeringas de 10 g c/u y 20 puntas mezcladoras.



PermaCem 2.0

Reg. San. No. 2668C2017 SSA



CEMENTO DUAL AUTOGRABANTE - AUTOADHESIVO

Indicación:

Cementado permanente de coronas, puentes, incrustaciones y postes.

Ventajas:

- Adhesión excepcionalmente fuerte a zirconio, silicatos, cerámica, composite, metal y fibra de vidrio.
- Excelente adhesión tanto en esmalte como en dentina.
- Evita las fallas de adhesión.
- Óptima viscosidad que permite una limpieza fácil.
- Ahorra tiempo en el consultorio.
- Este producto requiere refrigeración entre 2 °C y 8 °C.

Presentación:

Caja con 1 jeringa de 9 g y 20 puntas mezcladoras.

Disponible en tonos: A2 y transparente.



LuxaCore Z

Dual

Stumpfaufbaucomposite mit Zirkondioxid und Nanotechnologie
Core build-up composite with zirconium oxide and nano technology
Composite pour la reconstruction de moignons
Composito per la ricostruzione dei monconi
Composite para la reconstitución de muñones
Produto de reconstituição dentária
Composiet Lb.v. stompopbouw
Opbygningskomposit
Stumpupbyggnadskomposit
Samomieszający kompozyt do odbudowy kikuta zęba

 **DMG**
Dental Milestones Guaranteed



LuxaCore Z Dual

Reg. San. No. 2106C2014 SSA



MATERIAL DUAL PARA CEMENTACIÓN DE POSTES Y RECONSTRUCCIÓN DE MUÑONES

Ventajas:

- Combina la nanotecnología y el relleno de zirconio ofreciendo una mayor fuerza de compresión
- Resistencia al corte similar a la dentina
- Excelentes propiedades de flujo que garantizan una óptima adaptación a las paredes de la cavidad y al poste radicular.
- Radiopaco
- Color contrastante con el diente (presentación azul) que facilita la remoción del material en caso de ser necesario
- Puntas delgadas con excelente adaptación al conducto radicular

Presentación:

2 jeringas de 9 g c/u.
20 puntas mezcladoras.
10 puntas intraorales.
10 puntas endo.

Disponible en tonos: A3, azul y opaco ligero.








Ionosit Baseliner

Reg. No. 2682C2013 SSA



COMPÓMERO FOTOPOLIMERIZABLE PARA BASES CAVITARIAS

Indicación:

Para bases cavitarias en la colocación de resinas o amalgamas.

Ventajas:


- Compensa la contracción que presentan los materiales a base de resina, logrando un excelente sellado.
- Liberación de fluoruro.
- Fácil de aplicar.

- Radiopaco.
- Reduce la sensibilidad postoperatoria.
- Propiedades anticariogénicas debido al contenido de zinc y monómeros especiales.
- Protege la pulpa y sella los túbulos dentinarios.

Presentación:

Caja con 20 jeringas unidosis de 0.33 g c/u.

Caja con 6 jeringas de 1.5 g c/u.





Conoce más sobre **ICON**,
escanea el código QR o
ingresa al siguiente link
zeyco.com/dmg/icon



Icon Proximal

Reg. San. No.1642C2014 SSA



RESINA INFILTRANTE DE BAJA VISCOSIDAD

Indicación:

Tratamiento microinvasivo para detener de forma permanente la progresión de caries en las superficies interproximales.

Ventajas:

- Aplicación en una sola cita
- No se requiere anestesia
- No requiere utilizar fresas
- Punta especial para aplicación interproximal
- Preserva la estructura dental
- Extiende la expectativa de vida del diente
- Tecnología patentada por DMG

Contenido del kit:

1 jeringa de 0.30 mL Icon-etch
 1 jeringa de 0.45 mL Icon-dry
 1 jeringa de 0.45 mL Icon-infiltrant
 6 puntas proximales
 1 punta aplicadora
 4 cuñas dentales

Presentaciones:

Caja con 2 kits.
 Caja con 7 kits.



Icon Vestibular

Reg. San. No.1642C2014 SSA



RESINA INFILTRANTE DE BAJA VISCOSIDAD

Indicación:

Tratamiento microinvasivo para detener de forma permanente la progresión de caries en las superficies lisas de los dientes.
 Tratamiento estético para manchas blancas causadas por caries, fluorosis e hipomineralizaciones.

Ventajas:

- Aplicación en una sola cita
- No se requiere anestesia
- No requiere utilizar fresas
- Preserva la estructura dental
- Extiende la expectativa de vida del diente
- Tecnología patentada por DMG

Contenido del Kit:

1 jeringa de 0.45 mL Icon-etch
 1 jeringa de 0.45 mL Icon-dry
 1 jeringa de 0.45 mL Icon-infiltrant
 6 puntas vestibulares
 1 punta aplicadora

Presentaciones:

Caja con 2 kits.
 Caja con 7 kits.



MiniDam



PROTECTOR DE SILICÓN

Indicación:

Proteger la encía y la región proximal contra los materiales dentales.

Ventajas:

- Fácil colocación
- Libre de látex
- Ideal para el tratamiento de infiltración con Icon

Presentación:

Caja de 20 piezas.



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Lascod nace como una empresa especializada en materiales de impresión dental, que juegan un papel crucial en la odontología restauradora.

Somos fabricantes dentales desde 1946, produciendo alginatos, siliconas, cementos y yesos para dentistas.

Con Kromopan, el primer alginato cromático, Lascod ha revolucionado el mundo de la odontología al permitir la toma de impresiones de alta calidad con un fácil control de las fases del proceso.



HECHO EN
ITALIA



Kromopan

IMPRESIONES
QUE
IMPRESIONAN



Alginato Cromático

Ha revolucionado el mundo de la Odontología al ser el primer alginato con indicador de fase cromática.

- Indicador de color para una mezcla perfecta.
- Alta precisión (20 micras).
- Gran elasticidad.
- Tiempo de gelificado en boca de solo 30 segundos.
- Larga conservación (hasta 168 hrs.)
- Sabor a menta.

PRESENTACIONES: - Bolsa de 450 g.
- Unidosis 18 g.

Reg. San No. 984C95 SSA.

Alginor ortho



Alginato específico para impresiones de Ortodoncia

- Resistencia al desgarre que permite la impresión perfecta aun cuando hay brackets u otra aparatología ortodóntica.
- Alta precisión (20 micras).
- Gran elasticidad.
- Tiempo de gelificado en boca de solo 30 segundos.
- Larga conservación (hasta 168 hrs.)
- Sabor a menta.

PRESENTACIÓN: Bolsa de 450 g.

Reg. San No. 0678C2018 SSA

INSTRUMENTOS P.K. THOMAS



Instrumentos para encerado

Espátulas P. K. Thomas utilizadas para encerado se ofrecen con un mango de color, hecho de aluminio anodizado para facilitar la identificación en el laboratorio dental.

- Mango de aluminio con diámetro de 8 mm.
- Instrumento ligero, sensible y preciso.
- Para la correcta reproducción de la anatomía del diente.

PRESENTACIÓN: 1 pieza.

OPCIONES DISPONIBLES: No.1, No.2, No.3, No.4 y No.5

Kromoglass²

Ionómero de vidrio para restauración

Ionómero de vidrio tipo II con alta liberación de fluoruro, que contribuye a una adhesión duradera y disminuye el riesgo de nuevas caries. Al mezclarse con agua bidestilada se activa el ionómero, evitando el desperdicio.

- Enlace químico fuerte con el esmalte y la dentina.
- No se necesitan retenciones adicionales por lo que ayuda a preservar la estructura dental.
- Tiempo de fraguado corto.
- Modelado sencillo.
- Alta resistencia a la abrasión y la compresión.
- Restauraciones duraderas.
- Alta radiopacidad que permite fácil revisión con el tiempo.

PRESENTACIÓN: Frasco con 20 g de polvo (incluye gotero y cucharilla)

Reg. San No. 0960C2017 SSA



Kromoglass³

Ionómero de vidrio para cementación

Ionómero de vidrio tipo I para cementación permanente de coronas, puentes, inlays, onlays, bandas de ortodoncia y restauraciones cerámicas, con alta liberación de fluoruro, que contribuye a una adhesión duradera y disminuye el riesgo de nuevas caries. Al mezclarse con agua bidestilada se activa el ionómero, evitando el desperdicio.

- Granulado extrafino.
- Alta resistencia a la fractura y la compresión.
- Sin variaciones dimensionales.
- Baja solubilidad.
- Gran precisión y durabilidad.

PRESENTACIÓN: Frasco con 35 g de polvo (incluye gotero y cucharilla)

Reg. San No. 0960C2017 SSA



Xilgum

Silicón tipo A para laboratorio

Se puede utilizar para reproducciones rápidas y detalladas de la morfología de la encía para examinar los límites cervicales en la fabricación de prótesis para implantes, coronas o puentes, lo que garantiza una alta precisión en la restauración.

- Se puede escanear con sistemas ópticos / láser / táctiles.
- Funciona de manera fácil y segura gracias al sistema de cartucho doble 1:1.
- Máxima fluidez.
- Tiempo de polimerización corto.
- Alta definición de detalles (20 micras).
- Alta estabilidad dimensional.
- Sin contracción / deformación.
- Compatible con CAD-CAM.
- Acabado fácil con cuchillos o fresas.

PRESENTACIÓN: Caja con dos cartuchos de 50 mL + 12 puntas mezcladoras + 1 frasco de 10 mL de líquido aislante Sep Fluid.



S D I

TU SONRISA NUESTRA VISION

CATÁLOGO

A young woman with long, dark, wavy hair is smiling warmly at the camera. She is wearing a light pink, sleeveless top and a gold hoop earring. Her right hand is resting against her cheek, and her left arm is crossed in front of her. The background is a solid, dark grey-blue color.

TU SONRISA
NUESTRA VISIÓN

SDI

SDI Limited está comprometida con la investigación, el desarrollo, fabricación y distribución de materiales dentales restauradores especializados. Los productos SDI son una combinación de innovación y excelencia para proporcionar materiales dentales ideales.

SDI fue fundada en 1972, llegó a ser rápidamente un líder mundial en materiales dentales restauradores especializados. Todos los productos SDI son manufacturados en Victoria, un estado en la región del sureste de Australia. Los productos son distribuidos en más de 100 países. SDI cuenta con oficinas y almacenes en Estados Unidos, Alemania y Brasil.

*MATERIALES DENTALES QUE AYUDAN AL DENTISTA Y A SU EQUIPO A CREAR
LA SONRISA PERFECTA*



BLANQUEAMIENTOS



poladay

polanight

barrera gingival



Reg. San. No. 0696C2011 SSA

SISTEMA DE ACLARAMIENTO DENTAL AMBULATORIO CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

- Desde 30 hasta 45 minutos al día
- Alta viscosidad
- pH neutro
- Alto contenido de agua
- Contiene agente desensibilizante
- Propiedades antibacterianas
- Liberación de fluoruro
- Agradable sabor a menta

Presentación:

- Kit: 4 jeringas de 3 g al 7.5 %
- Jeringa de 3 g al 7.5 %



Reg. San. No. 0870C2010 SSA

SISTEMA DE ACLARAMIENTO DENTAL AMBULATORIO CON PERÓXIDO DE CARBAMIDA

- Para usarse desde 45 minutos al día o toda la noche
- Alta viscosidad
- pH neutro
- Alto contenido de agua
- Contiene agente desensibilizante
- Propiedades antibacterianas
- Liberación de fluoruro
- Agradable sabor a menta

Presentación:

- Kit: 4 jeringas de 3 g al 16 %
- Jeringa de 3 g al 22 %



Reg. San. No. 2429C2018 SSA

BARRERA GINGIVAL FOTOCURABLE

- Barrera de protección para blanqueamientos de altas concentraciones

Presentación:

- 2 jeringas de 1 g

SDI

SISTEMA DE ACLARAMIENTO DENTAL



SDI Línea Pola

IONÓMEROS DE VIDRIO



riva self cure



Reg. San. No. 3102C2012 SSA

MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE IONÓMERO DE VIDRIO

- Ideal para restauraciones de mínima invasión
- Prevención a largo plazo de microfiltraciones
- Tecnología bioactiva patentada longlass® con alta liberación de fluoruro

Presentaciones:

- Kit: polvo 15 g y líquido 6.9 mL, en tono A1
- Kit: polvo 10 g y líquido 5.2 mL, disponible en tono A2 y A3

riva self cure HV



Reg. San. No. 3278C2012 SSA

MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE IONÓMERO DE VIDRIO

- Restauraciones de mínima invasión
- Alta viscosidad
- Prevención a largo plazo de microfiltraciones
- Presentación en cápsula que reduce desperdicio

Presentaciones:

- Caja con 50 cápsulas, disponible en tono A1 y A2

riva light cure HV



Reg. San. No. 3279C2012 SSA

MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE IONÓMERO DE VIDRIO REFORZADO CON RESINA

- Alta viscosidad
- Excelente manejo
- Buena adaptación marginal
- Alta estética
- Alta resistencia a la flexión
- Mayor estabilidad de color

Presentación:

- Caja con 50 cápsulas, disponible en tono A1 y A2

riva luting



Reg. San. No. 1664C2018 SSA

CEMENTO DE AUTOCURADO A BASE DE IONÓMERO DE VIDRIO

- Tecnología patentada de relleno ionglass™
- Efecto antibacterial
- Color universal
- Alta resistencia a la flexión
- Bajo espesor
- Baja solubilidad
- Alta liberación de fluoruro

Presentaciones:

- Caja con 50 cápsulas
- Kit: polvo 15 g y líquido 10.7 mL

RESINAS Y SELLADORES



luna



Reg. San. No. 1663C2018 SSA

SISTEMA DE COMPOSITE ESTÉTICO CON BUENA CONSISTENCIA, ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y FÁCIL PULIDO

- Baja contracción
- Alta resistencia a la compresión
- Manejo antiadherente
- Radiopacidad
- Restauraciones en dientes anteriores y posteriores
- Carillas
- Incrustaciones
- Reconstrucción de muñones
- Restauraciones Clase I, II, III, IV, V

Presentaciones:

- Jeringa de 4 g
- Disponible en tonos A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2 e I
- Complets
- Caja con 20 piezas de 0.25 g c/u, disponible en tonos: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2 e I

aura Bulk Fill



Reg. San. No. 0022C2012 SSA

COMPOSITE NANOHÍBRIDO PARA RESTAURACIONES POSTERIORES

- Gran profundidad de curado, hasta 5 mm con solo fotopolimerizar por 20 segundos
- Acabado de aspecto natural con un único tono universal

Presentación:

- 1 jeringa de 4 g

aura eASY



Reg. San. No. 0022C2012 SSA

COMPOSITE NANOHÍBRIDO

- Con tan solo 4 tonos se cubre todo el colorímetro VITA classical®
- Profundidad de curado de hasta 3mm
- Alta resistencia al desgaste
- Antiadherente y fácil de esculpir

Presentación:

- Kit: 4 jeringas de 4 g y guía de tonos
- 1 jeringa de 4 g

wave



Reg. San. No. 0687C2011 SSA

conseal f



Reg. San. No. 0532C2012 SSA

RESINA FLUIDA

- Nanorelleno
- Alta resistencia a la compresión
- Radiopaco
- Liberación de fluoruro



Presentaciones:

- 1 jeringa de 1 g
- Disponible en tonos A1, A2, A3, A3.5, B1, B2 y Bleach
- Complets
- Caja con 20 piezas de 0.25 g c/u, disponible en tonos: A1, A2, A3 y A3.5

SELLADOR DE FOSAS Y FISURAS

- No contiene Bisfenol A o sus derivados
- Liberación de fluoruro
- Punta aplicadora muy delgada (calibre 27)
- Baja viscosidad
- Rápida y profunda penetración en fosas/fisuras

Presentación:

- Kit de 10 jeringas de 1 g c/u

SDI

AMALGAMAS



permite



Reg. San. No. 2004C2012 SSA

AMALGAMA CON ALTO CONTENIDO DE PLATA

- Mayor longevidad de la restauración
- Aleación no gamma 2
- Microfiltración casi igual a cero
- Alta resistencia a la compresión
- Excelente adaptación marginal
- No afectada por la humedad
- Excelente capacidad de pulido
- Contiene 56% de Ag (plata)

Presentaciones:

- 1 porción
 - Caja con 50 cápsulas
 - Bolsa con 500 cápsulas
- 2 porciones
 - Caja con 50 cápsulas
 - Bolsa con 500 cápsulas

gs-80



Reg. San. No. 1662C2018 SSA

AMALGAMA DE TECNOLOGÍA AVANZADA

- Alta longevidad de la restauración
- Aleación no gamma 2
- Alta resistencia y cambios dimensionales positivos
- Excelente sellado de los márgenes
- Facilidad de tallado
- Contiene 40% de Ag (plata)

Presentaciones:

- 1 porción
 - Bolsa con 50 cápsulas
 - Bolsa con 500 cápsulas
- 2 porciones
 - Bolsa con 50 cápsulas
 - Bolsa con 500 cápsulas

riva star



Reg. San. No. 0829C2019 SSA

CARIOSTÁTICO

CARIOSTÁTICO Y DESENSIBILIZANTE DENTAL

- Última generación de un sistema de fluoruro diamino de plata (SDF) de tres componentes: plata (Ag), yoduro (I) y fluoruro (F)
- Control instantáneo en la progresión de caries.
- Alivio inmediato de la hipersensibilidad al bloquear los túbulos dentinarios.
- Reduce el riesgo de terapia endodóntica.
- Ideal para uso con ionómeros de vidrio.
- Anticariogénico

Presentación:

- Kit con 10 cápsulas para el paso 1, 10 cápsulas para el paso 2, 2 jeringas de barrera gingival y accesorios

ADHESIVO Y ÁCIDO GRABADOR

stae

SISTEMA ADHESIVO MONOCOMPONENTE DE QUINTA GENERACIÓN PARA DENTINA Y ESMALTE

- Alta fuerza de adhesión
- No contiene Bisfenol A o sus derivados
- Sistema de un solo frasco
- Adhesión en superficies dentales húmedas y secas
- Liberación de fluoruro

Presentación:

- Frasco de 5 mL



Reg. San. No. 0650C2011 SSA

super etch

GEL GRABADOR DE ÁCIDO FOSFÓRICO AL 37%

- Fluye según la dirección de la aplicación, no por la gravedad
- Gel tixotrópico
- Se limpia fácilmente

Presentaciones:

- Caja con 10 jeringas de 2 mL
- Jeringa de 12 g



Reg. San. No. 0645C2011 SSA

SDI

seT PP

CEMENTO



Reg. San. No. 3280C2012 SSA

CEMENTO DE RESINA DE AUTOGRABADO Y AUTOADHESIVO

- Diseñado para la cementación final de materiales restaurativos a base de metales, resina y cerámica.
- Tecnología patentada de relleno longlass®
- Alta liberación de fluoruro
- Eficacia y simplicidad

Presentación:

- 2 jeringas de 7 g c/u con 28 puntas, disponible en tono A2 y traslúcido

ACCESORIOS

aplicador de cápsulas riva

APLICADOR DE CÁPSULAS

- De diseño ergonómico
- Acero inoxidable
- Fácil acceso a la cavidad oral
- Uso sencillo
- Autoclavable
- Fácil de limpiar
- El seguro de la cápsula permite una extrusión controlada



points

PINCELES APLICADORES DESECHABLES

- Fibras resistentes a solventes
- Las puntas pueden usarse rectas o curvadas
- No desprenden pelusas
- Material suave y flexible
- Variedad de colores y tamaños

Presentación:

- 400 piezas en tamaño surtido (súper finas, finas y medianas)





CATÁLOGO DE PRODUCTOS





“Soluciones prácticas en Odontología”

TDV nació superando desafíos. Creada, hace más de treinta años, para producir materiales que auxilian el día a día del profesional de la Odontología, ofreciendo opciones prácticas y de calidad.

Fundada con ese compromiso, buscó tecnología y valoró talentos. Desde sus primeros años, la búsqueda por tecnología y la participación en las más grandes ferias del sector se han convertido en una constante. Con una amplia gama de productos auxiliares para la Odontología Estética y las prótesis.

TDV hoy es referencia en el sector, alcanzando dentistas en más de 60 países. Por eso, la renovación de la actuación en el mercado y la búsqueda de nuevas soluciones para el profesional de la salud oral está en sus directrices, garantizando el mejor costo-beneficio y la completa satisfacción de sus clientes.





ACABAMIENTO Y PULIMENTO



DIAMOND GLOSS

Pasta para pulido a base de diamante micronizado de granulado extrafino, indicado para uso clínico y laboratorio. Para ser aplicado con discos de fieltro o disco aterciopelado Polifix. Diamond Gloss brinda un excelente brillo al esmalte dental, cerámica, resina compuesta, amalgama y metal. El material de la pasta, compuesto por ingredientes solubles en agua, facilita la remoción al final del procedimiento.

PRESENTACIÓN:

3040 – Jeringa de 2g + 6 discos de fieltro

Reg. San. No. 0202C2014 SSA



DIAMOND STRIP

Tiras de acero diamantadas para desgaste interproximal 2,5 mm x 110 mm

PRESENTACIÓN:

3053 - 12 tiras de acero diamantadas 2,5 mm x 110 mm



DISCOS DE FIELTRO

Los discos de fieltro son indicados para pulimento con pasta de pulimento dental.

PRESENTACIÓN:

3044 - 12 discos de fieltro de 8 mm
3043 - 12 discos de fieltro de 12 mm




DISCOS DE FIELTRO IMPREGNADO

Son discos de fieltro de 12 mm de diámetro, impregnados con abrasivo y lubricante, para el pulimento de composites, amalgamas y metales.

PRESENTACIÓN:

3041 - 24 Discos de Feltro impregnado + 1 mandril

Reg. San. No. 0183C2014 SSA



DISCOS DE LIJA

Los discos de lija son indicados para acabamiento y pulimento dental.

PRESENTACIÓN:

3029 - Discos de 16mm - 100 discos (surtidos G/M/F/XF)

3024 - Discos de 12mm - 100 discos (surtidos G/M/F/XF)



LIJAS DE ACABAMIENTO PROXIMAL

Lijas para acabamiento y pulimento de caras proximales de restauraciones con resinas compuestas.

PRESENTACIÓN:

3065 - 100 tiras de lija 2,5 mm x 170 mm

3066 - 100 tiras de lija 4 mm x 170 mm



MICROCUT

Arco de acero al cual se adaptan sierras y lijas intercambiables. Es un dispositivo seguro para el profesional y para el paciente, capaz de eliminar excesos de resina, adhesivo, cemento o amalgama en áreas proximales.

PRESENTACIÓN:

3030 - Kit - 1 arco + 1 sierra + 1 lija diamantada

3031 - Repuesto - 5 sierras

3032 - Repuesto - 5 lijas diamantadas

Reg. San. No. 1031E2013 SSA



POLIGLOSS

Pasta de pulimento para uso en la clínica general odontológica y en procedimientos de laboratorio. Poligloss propicia un excelente brillo en resina, amalgama y metal.

PRESENTACIÓN:

3042 – Jeringa de 3g + 6 discos de fieltro

Reg. San. No. 0202C2014 SSA



OPTIMIZE

Puntas abrasivas de silicona indicadas para el acabamiento y pulimento de restauraciones. Disponibles en tres formatos, permitiendo adaptarse a cualquier área de la superficie del diente. Ofrece dos funciones en un solo producto de acuerdo con la fuerza aplicada en su uso: La aplicación con mayor fuerza permite retocar la anatomía desgastando el material restaurador; La aplicación con menor fuerza proporciona el pulimento del material, dejando la superficie lisa, uniforme y brillante. Posee un sistema de encastre rápido y confortable con el mandril Versaplust, proporcionando mayor agilidad en la ejecución del trabajo, facilitando el cambio entre los distintos formatos de puntas.

PRESENTACIÓN:

3021 - 24 piezas surtidas + 1 mandril

3022S - 8 piezas surtidas + 1 mandril

3022C - 8 piezas llama + 1 mandril

3022D - 8 piezas disco + 1 mandril

3022T - 8 piezas taza + 1 mandril

Reg. San. No. 1323C2013 SSA



POLIMAX


Los discos de fieltro Polimax están compuestos por 100% Poliéster impregnado con un polvo abrasivo extrafino que es activado con la simple adición de algunas gotas de agua, evitando la necesidad de adicionar pasta de pulimento. Los discos Polimax optimizan el pulimento de resinas compuestas y acrílicas, amalgamas, metales y hasta del propio esmalte dental de forma rápida y limpia. Los discos Polimax son utilizados con el sistema de mandril Versaplust, sistema que proporciona agilidad y rapidez al momento de colocar y retirar los discos de la pieza de mano.

PRESENTACIÓN:

3045 - 24 piezas + 1 mandril

3048 - 12 piezas + 1 mandril

Reg. San. No. 0183C2014 SSA



PRAXIS

El sistema Praxis para acabado y pulimento de restauraciones en resina está compuesto por discos de lija y un mandril de presión que proporciona agilidad en la inversión del lado abrasivo, así como en la sustitución de los discos. Se presentan en diámetros de 3/8" y 1/2", y en cuatro granulaciones codificadas por colores.

PRESENTACIÓN:

3001 - 120 discos de lija surtidos + mandril

3002 - 60 discos de lija surtidos + mandril

3003 - Repuesto 3/8" - 30 discos (surtido/G/M/F/XF)

3004 - Repuesto 1/2" - 30 discos (surtido/G/M/F/XF)



SUPERFIX

El sistema Superfix para acabado y pulimento de restauraciones con resinas compuestas está conformado por discos de lija con soporte flexible y el mandril Versaplus. Los discos se presentan en diámetros de 9,5 mm y 12,7 mm y en cuatro granulaciones codificadas por colores, lo que facilita su selección. No posee centro metálico como los discos de lija convencionales lo que permite el aprovechamiento total de la superficie abrasiva del disco sin que exista el riesgo de dañar las piezas dentales.

PRESENTACIÓN:

3015 - 50 discos de lija surtidos + mandril



SIERRA DIAMANTADA

Tira de acero diamantada para procedimientos de stripping ortodóntico y el acabado de restauraciones en áreas interproximales. Las tiras poseen un centro neutro no abrasivo que permite su fácil inserción entre las caras proximales; este centro es dentado y se aplica para la remoción de excesos de materiales restauradores en el área proximal.

PRESENTACIÓN:

3054 - 5 unidades de 150mm x 3mm x 0,05mm



TIRAS ABRASIVAS DE ACERO

Las tiras son indicadas para el acabado proximal de las restauraciones.

PRESENTACIÓN:

3051 - 12 de 4mm x 130mm

3052 - 12 de 6mm x 130mm



CORONAS Y CUÑAS



CORONAS DENTALES TRANSPARENTES

Las coronas transparentes TDV son producidas para dientes permanentes y pediátricos; en los casos de dientes anteriores se ofrecen en 3 tamaños diferentes y para los posteriores en 2. El material utilizado es transparente y no reacciona químicamente con ningún tipo de resina de uso odontológico; lo que asegura su anti-adherencia.

PRESENTACIÓN:

4151 - Coronas Anteriores – 64 pzas
 4152 - Coronas Posteriores – 64 pzas
 4153 - Coronas Deciduos – 64 pzas
 4154 - Coronas Anteriores Deciduos – 54 pzas

Reg. San. No. 1247C2011 SSA



CUÑAS

Las cuñas de madera TDV, son indicadas para uso general, en procedimientos restauradores con la función mecánica de adaptar la matriz y/o separar dientes adyacentes. Las cuñas de madera TDV no necesitan de recortes o ajustes y garantizan la fijación de las matrices, proporcionando restauraciones libres de exceso sub-gingival y con perfecto contorno.

Cuña Anatómica N°1 – amarilla
 Cuña Anatómica N°2 – azul
 Cuña Anatómica N°3 – roja
 Cuña Anatómica N°4 – violeta
 Cuña Anatómica N°5 – natural

PRESENTACIÓN:

4953 - 100 Cunhas Anatómicas N° 1
 4957C - 100 Cunhas Anatómicas surtidas - coloridas



CUÑAS ELÁSTICAS.

Cuñas interdentales elásticas. Las Cuñas Elásticas TDV son indicadas para el uso general en procedimientos restauradores, son compatibles con todos los sistemas de matrices. Poseen la función mecánica de adaptar matrices y/o separar dientes adyacentes, actuando simultáneamente por las fases vestibular y lingual. Producidas en 3 diferentes tamaños diferenciados por colores.

3,2 mm - Azul - indicada para casos de cavidades poco profundas.

2,6 mm - Amarilla - indicada para casos de cavidades profundidad media

2,0 mm - Verde - indicada para cavidades profundas.

PRESENTACIÓN:

4801 - Cuñas elásticas surtidas - 75 unidades
 4802 - Cuñas elásticas surtidas - 25 unidades

Reg. San. No. 1239C2011 SSA



CUÑAS REFLEXIVAS

Las Cuñas Reflexivas son indicadas para el uso general, en procedimientos restauradores usando matrices transparentes, con la función mecánica de adaptar la matriz y/o separar dientes adyacentes y con la función óptica de auxilio a la polimerización de la resina en la región proximal. Las Cuñas Reflexivas no necesitan de recortes y/o ajustes y garantizan la fijación de las matrices, proporcionando restauraciones libres de exceso subgingival y con perfecto contorno.

PRESENTACIÓN:

4104 - 20 cuñas transparentes surtidas



INSTRUMENTOS



ALICATES UNIMATRIX

Los Alicates Unimatrix son instrumentos desarrollados para manipular con precisión y seguridad el anillo de fijación del sistema de matrices seccionales Unimatrix, como también para instalar con facilidad las Cuñas Elásticas TDV.

PRESENTACIÓN:
4123 - Una pieza

Reg. San. No. 1245C2011 SSA



CONTACT + GOLD

Contact + Gold es un instrumento diseñado para producir puntos de contacto consistentes, con forma y posición ideal, en restauraciones Clase II con resinas compuestas. El instrumento posee extremidades diseñadas de forma tal que con una leve aplicación de fuerza en el sentido de la pieza adyacente se obtiene el fin deseado. La ranura en la superficie convexa produce un tabique de resina que, una vez polimerizado, configura el punto de contacto. Contact + Gold se presenta en un kit con dos instrumentos, siendo uno para cavidades conservadoras (S) y otro para cavidades amplias (L). Cada instrumento posee dos extremidades diferentes, una para cavidades ubicadas en la región mesial y otra para la distal.

PRESENTACIÓN:
4202G - 2 instrumentos para generar puntos de contacto



FOTOPLUS

La comunidad científica odontológica ha invertido grandes esfuerzos en la búsqueda de evitar o reducir uno de los mayores factores de fracaso en las restauraciones Clase II de resina compuesta, la filtración marginal cervical. Se sabe hoy que cuando el primer incremento de resina se mantiene bajo presión en la base de la preparación, mientras es polimerizado, se obtienen resultados estadísticamente significativos que demuestran la reducción del riesgo de filtración marginal (CALIXTO, A.L., CÂNDIDO, M.S.M, MAZUR, R.F.JBC, v.5, n.30, p.491-7, dez/jan 2002). Los instrumentos transparentes Fotoplus, con sus cuatro diferentes puntas activas, fueron desarrollados específicamente para la aplicación de esta técnica.

PRESENTACIÓN:4201 - Fotoplus 2 instrumentos



MATRIZ CERVICAL

Matrices transparentes para restauraciones de Clase V. Matriz Cervical es un dispositivo diseñado para modelar resinas compuestas en restauraciones Clase V, minimizando la necesidad de ajustes de acabado en la región cervical del diente. Su convexidad y flexibilidad le permiten adaptarse fácilmente al diente cuando es comprimida contra este, resultando en restauraciones con óptima anatomía. Los cinco tamaños disponibles permiten una perfecta adaptación a cualquier pieza dental. Su transparencia permite fotopolimerizar la resina al mismo tiempo en que esta es contenida bajo presión contra el diente.

PRESENTACIÓN:

4210 - 2 instrumentos + 10 matrices surtidas

Reg. San. No. 1158E2011 SSA



ESTHETIC PLUS

Los pinceles de silicona Esthetic Plus han sido diseñados para realizar el modelado de resinas compuestas tanto en restauraciones directas como indirectas. El kit contiene dos instrumentos con diferentes ángulos de curvatura en sus extremos, los que aliados a las cuatro diferentes formas y dos diferentes durezas de las puntas adaptables de silicona, permiten trabajar fácilmente sobre las resinas no polimerizadas "sin adherirse a estas"; confiriéndoles una superficie homogénea y proporcionando una excelente anatomía dental. El uso de los pinceles en cada incremento de resina aplicado evita las típicas líneas y marcas propias de los instrumentos duros, que luego generan reflejos aparentando falsos cambios de brillo y color en la restauración.

PRESENTACIÓN:

4203 - 2 instrumentos + 8 puntas para tallar resinas
4204 - Repuesto - 4 puntas blandas para tallar resinas
4207 - Repuesto - 4 puntas semiduras para tallar resinas

Reg. San. No. 1157E2011 SSA



AISLAMIENTO DENTAL Y MANDRILES



ISOTAPE

IsoTape es una cinta aislante ultrafina altamente maleable de material inerte que se adapta fácilmente al diente, protegiéndolo contra agresiones indeseables. Indicada para el aislamiento de dientes adyacentes durante la aplicación de ácidos, otros reactivos, adhesivos y resinas.

PRESENTACIÓN:

3201 - Blíster con 5m de cinta para aislamiento dental



MANDRIL PRAXIS

Mandril para discos Praxis.

PRESENTACIÓN:

9901 - 10 pzas

9911 - 1 pza



MANDRIL VERSAPLUS

Compatible con Superfix, Optimize, Polifix, Profilax, Polimax.

PRESENTACIÓN:

9903 - 10 pzas

9912 - 1 pza



MATRICES



MATRIZ DE POLIESTER

Las Matrices para restauraciones Clase II de TDV son precontorneadas y poseen un sistema de fijación incorporado que permite una mejor adaptación al tamaño del diente, fijándolas firmemente y dispensando del uso del portamatriz; restableciendo los puntos de contacto y crestas marginales optimizando así la calidad de la restauración y reduciendo el tiempo de operación. Disponibles en acero para su uso con todo tipo de material restaurador, y en poliéster para su aplicación con resinas compuestas.

PRESENTACIÓN:

4102 - Premolar - 20 pzas
4103 - Molar - 20 pzas
4106 - Deciduos - 20 pzas

Reg. San. No. 1246C2011 SSA

MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE DESECHABLE

Las Matrices para restauraciones Clase II de TDV son pre-contorneadas y poseen un sistema de fijación incorporado que permite una mejor adaptación al tamaño del diente, fijándolas firmemente y dispensando del uso del portamatriz; restableciendo los puntos de contacto y crestas marginales optimizando así la calidad de la restauración y reduciendo el tiempo de operación

PRESENTACIÓN:

4107 - Premolar - 20 pzas
4108 - Molar - 20 pzas

UNIMATRIX R

El sistema Unimatrix R compuesto por matrices seccionales preformadas y anillos con refuerzo. Las matrices seccionales convexas permiten mayor facilidad en la reconstrucción de los puntos de contacto y proporcionan a la restauración la anatomía dental perfecta.

Los Anillos Unimatrix R son disponibles en dos formas diferentes:

Hard (Azul): Indicado para casos que requieren mayor presión y separación dental

Soft (Rosa): Indicado para casos que requieren menor presión y separación dental

Los anillos poseen Protectores de Silicona Triangulares para una mejor adaptación y ofrecer un mayor confort para el paciente. El refuerzo promueve mayor fuerza de separación dental, más estabilidad en el procedimiento y longevidad para el anillo.

PRESENTACIÓN:

4124R - 50 matrices surtidas + 2 anillos (duro y suave) + 8 protectores triangulares de silicona
4122R - 25 matrices surtidas + 1 anillo (duro) + 4 protectores triangulares de silicona
4126H - Anillo duro - 1 anillo + 4 protectores triangulares de silicona
4126S - Anillo suave - 1 anillo + 4 protectores triangulares de silicona
4159T - Protectores triangulares de silicona repuestos c/20 piezas

The background features several overlapping, curved shapes in various shades of purple and grey. A large, vibrant purple shape is on the left, overlapping a lighter purple shape above it. Below these, a dark grey shape overlaps a medium grey shape. The overall composition is modern and abstract.

PROFILAXIS Y RESINAS



CINTA PROFILÁCTICA

La cinta profiláctica es un elemento fundamental en los procedimientos de profilaxis dental debido a su particular característica otorgada por las microláminas de acero generadas a partir de perforaciones presentes en toda su superficie; estas microláminas eliminan el tártaro de la superficie dental por medio de una acción mecánica no abrasiva, preservando la integridad del esmalte dental como también de los materiales restauradores permitiendo llegar fácilmente a las regiones proximales de difícil acceso gracias a su fino grosor de solo 0,05mm.

PRESENTACIÓN:

3076 - 10 cintas de 4mm X 100mm

Reg. San. No. 1171C2011 SSA



COLD LINER REEMBASE

Es una resina autopolimerizable (polvo y líquido) desarrollada para rebase de prótesis totales o parciales, removibles, placas para bruxismo y aparatos de ortodoncia. Se aplica directamente en la boca del paciente, gracias al mecanismo de polimerización que ocurre a una temperatura de aproximadamente 37° C no irrita la mucosa oral. De fácil uso y aplicación, es suministrada con medidores para mejor control y uso del material. El kit se suministra con Glaze, aislante y medidores.

PRESENTACIÓN:

Kit Cold liner Reembase rígido rosa

- 1 frasco con 30g de polvo rosa
- 1 frasco con 30mL de líquido
- 1 frasco con 8mL de Glaze
- 1 taza de medida

Kit Cold liner Reembase rígido incoloro

- 1 frasco con 30g de polvo incoloro
- 1 frasco con 30mL de líquido
- 1 frasco con 8mL de Glaze
- 1 taza de medida

Reg. San. No. 0959C2017 SSA



SOFT PROVISORIO

Es una resina blanda autopolimerizable (polvo y líquido), desarrollada para rebase provisional. Su consistencia blanda proporciona mayor confort al paciente y una mejor adaptación a las prótesis totales. Su formulación permite el mantenimiento del estado blando por hasta 3 meses protegiendo el paciente en áreas sensibles. La elasticidad asegura que el material recuperará su forma original después de sufrir eventual deformación. Puede ser rebasada directamente en la boca del paciente, pues la polimerización no genera calor y el monómero no causa irritación a la mucosa oral. El kit acompaña glaze y medidores para mejor control y aprovechamiento del material.

PRESENTACIÓN:

Kit Soft Provisorio rosa
1 frasco con 30g de polvo rosa
1 frasco con 30mL de líquido
1 frasco con 8mL de Glaze
1 taza de medida

Kit Soft Provisorio incoloro

1 frasco con 30g de polvo incoloro
1 frasco con 30mL de líquido
1 frasco con 8mL de Glaze
1 taza de medida

Reg. San. No. 0948C2017 SSA



RESINLAY SPEED PATTERN

Es una resina autopolimerizable (polvo y líquido) desarrollada principalmente para la impresión de conductos para la realización de postes colados. De polimerización ultra rápida (5 minutos), baja contracción y fácil aplicación en función de su baja fluidez, la resina brinda rapidez y precisión en los trabajos en la clínica y en el laboratorio, garantizando resultados de alta calidad. El producto se encuentra disponible en las presentaciones rojo para un mejor control visual del trabajo

PRESENTACIÓN:

25g de polvo rojo + 30mL de líquido



SOFT REBASE

Es una resina autopolimerizable (polvo y líquido) desarrollada para rebase blando de uso prolongado, brindando al paciente un mayor tiempo y una adaptación confortable a la prótesis. Su formulación permite el mantenimiento del estado blando por hasta 9 meses, protegiendo el paciente en áreas sensibles. Puede ser aplicada directamente en la boca del paciente, pues su polimerización no genera calor y el monómero no causa irritación a la mucosa oral. De fácil uso y aplicación. El kit es suministrado con Glaze y medidores.

PRESENTACIÓN:

Kit Soft Rebase rosa
1 frasco con 30g de polvo rosa
1 frasco con 30mL de líquido
1 frasco con 8mL de Glaze
1 taza de medida

Kit Soft Rebase incoloro
1 frasco con 30g de polvo incoloro
1 frasco con 30mL de líquido
1 frasco con 8mL de Glaze
1 taza de medida

Reg. San. No. 0961C2017 SSA





LIMPIEZA TOTAL PARA TU CONSULTORIO

NUESTRA HISTORIA

DÜRR DENTAL fue fundada en 1941 por los hermanos Karl y Wilhelm Dürr, procedentes de Gechingen en la Selva Negra.

Los talleres de mecánica de precisión se establecieron en Stuttgart-Feuerbach. Las oficinas centrales de la empresa alemana están situadas actualmente en Bietigheim-Bissingen. En esta locación aproximadamente 400 empleados se dedican a la producción, compras, ventas, mercadotecnia, investigación y desarrollo.

El Grupo Dürr Dental cuenta con aproximadamente 1,000 empleados en todo el mundo. La empresa ofrece numerosas soluciones en las áreas de aire comprimido, aspiración, diagnóstico por imagen, cuidado dental e higiene.


“Gracias a sus desarrollos, Dürr Dental establece altos niveles de innovación y tecnología. Tenemos la solución adecuada para todas las necesidades”

Desde hace más de siete décadas el nombre de Dürr Dental es sinónimo de progreso técnico, innovación y calidad en el campo de la medicina dental en el ámbito mundial. Nuestros clientes pueden estar seguros de que en el futuro continuaremos haciendo también todo lo necesario para mantener este nivel.

La conocida etiqueta “Made in Germany” como sinónimo de productos de calidad ya no basta hoy en día para competir en un mercado internacional con mayores exigencias legales.

■ MADE
■ IN
■ GERMANY

4 Áreas para la desinfección total de tu consultorio



DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTOS



ID 213 Desinfección de instrumentos

Concentrado para la desinfección y limpieza de instrumentos de uso general, quirúrgico y rotatorio.

- Bactericida (Tuberculosis incluida), fungicida y viricida
- Para uso en instrumentos sensibles a los álcalis y al alcohol.
- Tiempo de acción de 30 minutos en tina de ultrasonido y una hora en tina de inmersión (contra la bacteria de la tuberculosis en una concentración al 2%)
- Eliminación efectiva de restos de partículas adheridas al instrumento
- Contiene inhibidores de la corrosión
- Libre de aldehídos
- Cada botella (1L) rinde 50 L de solución en una concentración al 2%
- Una vez preparada la solución dura 14 días (en caso de tornarse turbia se debe desechar)
- **Contiene componentes biodegradables**

-Modo de preparación solución al 2%: Mezclar 20 mL o una tapa* con agua hasta completar 1 L de solución

-Sustancias activas: Diamina y compuesto de amonio cuaternario.

-Presentación: 1 L y 2.5 L

-Registro sanitario: No. 2515C2018 SSA

*La tapa del producto funciona como un vaso medidor de 20 mL

- Para mayor información revisar el instructivo de uso



ID 220 Desinfección de instrumentos rotatorios

Solución lista para usar en la desinfección y limpieza de instrumentos rotatorios.

- Bactericida (Tuberculosis incluida), fungicida y viricida
- Tiempo de acción de 30 segundos en tina de ultrasonido y un minuto en tina de inmersión (contra la bacteria de la tuberculosis)
- Ideal para limpieza y desinfección de fresas dentales, limas y piedras
- Contiene inhibidores de la corrosión
- Libre de aldehídos
- Las soluciones desinfectantes se utilizan, según la suciedad, durante 7 días como máximo.
- **Contiene componentes biodegradables**

-Sustancias activas: Alcoholes e hidróxido de potasio

-Presentación: 1 L

-Registro sanitario: No. 0338C2019 SSA

– Para mayor información revisar el instructivo de uso



Hygobox

Contenedor para desinfección con capacidad de tres litros.

- Especializado para la desinfección de instrumentos dentales y moldes de impresión
- Agarraderas ergonómicas para un transporte seguro
- Ranuras diseñadas especialmente para un drenaje completo del líquido
- Con sistema antivuelco.

-Dimensiones: 13 x 32.5 x 21 cm

– Para mayor información revisar el instructivo de uso

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES



FD 333 Desinfectante de rápida acción

Solución lista para usar en la desinfección y limpieza de superficies y mobiliario.

- Bactericida (Tuberculosis incluida), fungicida y viricida
- Tiempo de acción de 1 minuto (contra la bacteria de la tuberculosis)
- Compatibilidad con materiales resistentes al alcohol
- Libre de aldehídos
- Refreshante aroma a limón
- Secado rápido
- **Efectivo en la prevención del COVID-19 (SARS-CoV-2)**
- **Contiene componentes biodegradables**

-**Sustancias activas:** Alcoholes y compuesto de amonio cuaternario

-**Presentación:** 1 L (incluye atomizador)

* Atomizador también de venta por separado

– Para mayor información revisar el instructivo de uso



FD 333 wipes Toallitas desinfectantes de rápida acción

Toallitas de limpieza y desinfección listas para usar en equipos especiales.

- Bactericida (Tuberculosis incluida), fungicida y viricida
- Tiempo de acción de 1 minuto (contra la bacteria de la tuberculosis)
- Secado sin residuos (no deja los equipos húmedos)
- Sin aroma
- **Efectivo en la prevención del COVID-19 (SARS-CoV-2)**
- **Contiene componentes biodegradables**

-**Sustancias activas:** Alcoholes y compuesto de amonio cuaternario

-**Presentación:** dispensador con 110 toallitas o bolsa de repuesto con 110 toallitas

- **Dimensiones de la toallita:** 14 x 22 cm

*Equipos que requieren un secado rápido como piezas de mano, lámparas y superficies pequeñas

– Para mayor información revisar el instructivo de uso



FD 300 Desinfectante de superficies y mobiliario

Concentrado sin alcohol para la limpieza y desinfección de superficies y mobiliario.

- Bactericida (Tuberculosis incluida), fungicida y viricida
- Tiempo de acción de 1 minuto (contra VHB, VHC y VIH en una concentración al 1%)
- Tiempo de acción de 15 minutos (contra bacterias y hongos en una concentración al 1%)
- Tiempo de acción de 60 minutos (contra la tuberculosis en una concentración al 1%)
- Cada botella (1 L) rinde 100 L de solución en una concentración al 1%
- **Efectivo en la prevención del COVID-19 (SARS-CoV-2)**
- **Contiene componentes biodegradables**

-**Modo de preparación solución al 1%:** Mezclar 20 mL o una tapa* con agua hasta completar 2 L de solución

-**Sustancias activas:** Diamina y compuesto de amonio cuaternario.

-**Presentación:** 1 L

*La tapa del producto funciona como un vaso medidor de 20 mL

– Para mayor información revisar el instructivo de uso

DESINFECCIÓN DE ÁREAS ESPECIALES

Orotol® plus
Desinfección de los sistemas de aspiración



Orotol plus Desinfección de sistemas de aspiración

Concentrado sin espuma para la desinfección, desodorización, limpieza y mantenimiento simultáneos de los sistemas de aspiración y escupidera.

- Bactericida (Tuberculosis incluida), fungicida y viricida
- Elimina biofilm y evita la formación de residuos como polvo de amalgama, sangre, dentina, etc.
- Protección segura contra infecciones
- Descongestiona y elimina malos olores en la escupidera
- Compatible con los diferentes materiales (no daña las mangueras)
- Recomendado por los principales fabricantes de equipos dentales

-Modo de uso y preparación de solución al 2%: Mezclar 40 mL o dos tapas* con agua hasta completar 2 L de solución

-Sustancias activas: Compuesto de amonio cuaternario

-Presentación: 1 L

*La tapa del producto funciona como un vaso medidor de 20 mL

– Para mayor información revisar el instructivo de uso

OroCup



Contenedor especializado para la limpieza y desinfección de sistemas de aspiración con Orotol plus.

- Produce una mezcla de aire y agua para la limpieza efectiva del sistema de aspiración
- Adaptador de conexión para las mangueras flexibles de aspiración

-Capacidad máxima: 2 L

- Para mayor información revisar el instructivo de uso

MD 520 Contenedor de desinfección



Contenedor para la limpieza y desinfección de impresiones dentales y trabajos protésicos con MD 520 en 5 minutos.

- Dispositivo para colgar 2 porta-impresiones
- Recipiente especializado para la desinfección de impresiones dentales

-Capacidad máxima: 1 L

- Para mayor información revisar el instructivo de uso



MD 520 Desinfección de cucharillas de impresión

Solución lista para usar, respetuosa con el material de impresión y trabajos protésicos como puentes, coronas, incrustaciones, etc.

- Bactericida (Tuberculosis incluida), levuricida y viricida
- Tiempo de acción de 5 minutos en el contenedor de desinfección o Hygobox (contra bacterias, levaduras, VHB, VHC, VIH, adenovirus, poliomavirus SV 40, norovirus y poliovirus) y 15 minutos (contra la bacteria de la tuberculosis)
- Aplicación para alginatos, silicones, gomas de poliéter, hidrocoloides, polisulfuros, etc.
- Limpieza y desinfección que no altera la precisión dimensional y la compatibilidad con el yeso
- Una vez preparada la solución dura 7 días o 50 impresiones en el Hygobox o 20 en el Hygojet.
- Contiene componentes biodegradables

-Sustancias activas: Aldehído y compuesto de amonio cuaternario

-Presentación: 1 L

- Para mayor información revisar el instructivo de uso

DESINFECCIÓN DE MANOS



HD 410 Desinfección de manos

Solución desinfectante de manos lista para usar.

- Bactericida (Tuberculosis incluida), Levuricida y viricida
- Tiempo de acción de 15 segundos para desinfección higiénica y 90 segundos para grado quirúrgico
- Efecto duradero
- Protege y humecta la piel, sin causar irritación
- Agradable aroma
- Efectivo en la prevención del COVID-19 (SARS-CoV-2)
- Contiene componentes biodegradables

-Sustancias activas: Alcoholes y componentes para el cuidado y protección de la piel.

-Presentación: 125 mL, 500 mL, 1 L y 2.5 L

-Registro sanitario: No. 0329C2019 SSA

* Presentación de 1L cuenta con dispensador.

* Dispensador también de venta por separado.



Dispensador Touchless

Dispensador de HD 410 para pared con sensor para la aplicación sin contacto con las manos.

- Óptima higiene de las manos, uso libre de contacto
- Funcionamiento con pilas con indicador de nivel de carga con señal acústica de cambio de pilas
- Cuerpo de aluminio anodizado para un alto nivel de higiene
- Bomba de acero inoxidable que puede esterilizarse en autoclave

-**Dimensiones:** 9.2 x 33 x 21 cm

*No incluye el producto HD 410



Dispensador Manual

Dispensador de HD 410 para pared.

- Palanca larga de uso fácil (22,5 cm)
- Acabado de aluminio y acero inoxidable de larga duración
- Bomba de acero inoxidable que puede esterilizarse en autoclave

-**Dimensiones:** 9.2 x 29 x 9 cm

*No incluye el producto HD 410

LUNOS®

MAKING SMILES BRIGHTER



LUNOS®
MAKING SMILES BRIGHTER

LUNOS es la nueva línea premium de Dürr Dental la cual se enfoca en los sistemas para la prevención.

Bajo nuestras necesidades y las de nuestros clientes hemos desarrollado la línea LUNOS, la cual se enfoca en hacer la prevención más efectiva, conveniente y flexible.

Nuestros productos LUNOS se caracterizan por una gran calidad acompañada de un asesoramiento integral.

Con LUNOS tendrás una gran sonrisa como dentista o paciente.





Lunos enjuague bucal

Enjuague bucal listo para ser utilizado para la protección de dientes y encía.

- Gluconato de Clorhexidina
- Previene la inflamación de la mucosa de origen bacteriano
- Inhibe la procreación de gérmenes patógenos causantes de la formación de la placa y el mal aliento
- Sin alcohol, particularmente respetuoso con la encía irritada o inflamada
- Sin azúcar, con xilitol
- Sabor fresco y agradable

-Presentaciones: 400 mL y 2.5 L

Lunos dosificador

Dosificador de 4 mL por acción para Lunos enjuague bucal en su presentación de 2.5 L.

- Cantidad exacta para un paciente
- Evita desperdicio de producto



Lunos cojín profiláctico

Para apoyar la cabeza cómodamente y con seguridad.
Sirve de respaldo para el cuello y la nuca.

- Se fija fácil y rápidamente al reposacabezas de la unidad de tratamiento con una cinta de velcro
- La espuma viscoelástica reduce la presión, reacciona al calor del cuerpo y se adapta a cada paciente
- Funda suave, impermeable y no irrita la piel
- Se puede lavar y desinfectar



Lunos Prophy-ring

Anillo para pasta profiláctica.

- Facilita el uso y la administración de la pasta profiláctica
- Cómodo de usar
- Caja con 8 piezas





CATÁLOGO DE GUANTES





 **Cranberry**[®]

APASIONADOS POR TU SALUD



CRANBERRY

Durante 25 años Cranberry ha sido una marca pionera, comprometida a diseñar productos confiables que proporcionan gran fuerza de protección y comodidad necesaria para todo tu día.

Con nuestra industria líder en el ramo y el análisis sobre las necesidades personales de nuestros clientes, continuaremos entregando soluciones únicas para cada uno de ellos.

LA MEJOR TECNOLOGÍA PARA TU SALUD Y LA DE TUS PACIENTES

FIRST TOUCH®

Teniendo siempre en mente la máxima higiene, los productos Cranberry son *FIRST TOUCH*® lo que significa que tienen cero contacto con la piel durante su fabricación, examinación y empaquetado.



MOISTURE LOCK™

Los primeros en sacar al mercado guantes cubiertos de lanonina y vitaminas.

- Aumenta los niveles de humectación
- Mantiene la hidratación
- Suaviza lo áspero de la piel





AQUA SOURCE®

GUANTES DE NITRILLO

CARACTERÍSTICAS:

- Clínicamente comprobados que reducen la irritación en la piel por el uso diario de estos
- La formulación *NuSoft* con lanolina y vitamina E suavizan la piel y la previenen de irritaciones
- Mayor contenido de piezas por caja que mejora su almacenamiento y reduce el desperdicio
- Texturizado para una mejor sujeción
- Libre de polvo



PRESENTACIÓN:

Color: Aqua

Caja con: 200 piezas

Tallas: XCH, CH, M y G

Grosor mínimo: 0.05 mm

Nº de Reg. San. 1592C2013 SSA







GUANTES DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS:

- La formulación *NuSoft* con lanolina y vitamina E suavizan la piel y la previenen de irritaciones
- Mayor contenido de piezas por caja que mejora su almacenamiento y reduce el desperdicio
- Texturizado para una mejor sujeción
- Libre de polvo
- Ligero aroma a mandarina / menta para una experiencia más refrescante



PRESENTACIÓN:

Color: Naranja

Caja con: 200 piezas

Tallas: XCH, CH y M

Grosor mínimo: 0.05 mm

Nº de Reg. San. 1592C2013 SSA



LÍNEA **300** **evolve**®

GUANTES DE NITRILO

Nuestro paquete ahorrador de la serie de nitrilo ayuda a reducir desperdicios en el empaque, minimiza los costo de envío, ahorra tiempo en almacenamiento y sobre todo ahorra costos por caja

CARACTERÍSTICAS:

- La formulación *EvoSoft™* brinda un atributo similar al de la seda, suave y resistente
- Brinda fuerza en la tensión y un excelente confort, no sacrifica la sensación del tacto
- Mayor contenido de piezas por caja que mejora su almacenamiento y reduce el desperdicio
- Texturizado en las puntas de los dedos
- Libre de polvo



PRESENTACIÓN:

Colores: Azul rey, azul cielo y blanco perla
Caja con: 300 piezas
Tallas: XCH, CH, M y G
Grosor mínimo: 0.04 mm
Nº de Reg. San. 1592C2013 SSA



300
evolve®
Azul cielo

300
evolve[®]
Azul rey





300
evolve[®]
Blanco perla



R200®

GUANTES DE NITRILO



CARACTERÍSTICAS:

- Brinda fuerza en la tensión y un excelente confort, no sacrifica la sensación del tacto
- Mayor contenido de piezas por caja que mejora su almacenamiento y reduce el desperdicio
- Texturizado en las puntas de los dedos
- Libre de polvo

PRESENTACIÓN:

Color: Negro

Caja con: 200 piezas

Tallas: XCH, CH, M y G

Grosor mínimo: 0.05 mm

Nº de Reg. San. 1592C2013 SSA





zense PF[®]

GUANTES DE LÁTEX

CARACTERÍSTICAS:

- Desarrollado con tecnología *NuPuly* que optimiza la humectación
- Con acabado superficial liso que brinda un gran sentido al tacto, fuerza y destreza
- Libre de polvo

PRESENTACIÓN:

Color: Natural
Caja con 100 piezas
Tallas: XCH, CH, M y G
Grosor mínimo: 0.06 mm
Nº de Reg. San. 1653C2013 SSA



zense PPS[®]

GUANTES DE LÁTEX

CARACTERÍSTICAS:

- Los guantes de látex de Cranberry brindan una excelente barrera protectora gracias a su durabilidad e integridad, son cómodos y fácil de ponerse
- Con acabado superficial liso que brinda un gran sentido al tacto, fuerza y destreza
- Ligeramente polveado para una mayor comodidad y eficiencia

PRESENTACIÓN:

Color: Natural

Caja con: 100 piezas

Tallas: XCH, CH, M y G

Grosor mínimo: 0.06 mm

Nº de Reg. San. 1653C2013 SSA





TePe[®]



Nuestra visión de sonrisas sanas para toda la vida está presente a lo largo de nuestra historia.

En la actualidad, los productos de TePe son recomendados por profesionales en Odontología y utilizados por consumidores en más de 80 países.

Continuamente hacemos evolucionar nuestra amplia gama en línea con las necesidades de los clientes y la investigación dentro de las ciencias de la vida.

*“Estamos comprometidos con
mejorar la calidad de vida de las personas
y en asumir la
responsabilidad medioambiental
en todos los aspectos de nuestro trabajo”*



Cepillos convencionales



TePe Supreme™



Limpieza eficaz gracias a las cerdas más largas y cónicas

- Limpieza eficiente sin presión excesiva.
- Diseño exclusivo de filamento de dos niveles para un excelente alcance.
- Angulación en el cuello del cepillo
- Mango de fácil agarre con almohadilla para el pulgar para mayor comodidad.



PRESENTACIONES:


Tamaño: Regular

Cerdas: Suaves

Colores: Blanco, amarillo, rojo, rosa, morado, azul, verde, negro

Presentaciones: Blíster con 1 pieza y blíster con 4 piezas

TePe Nova™



- Limpieza eficiente sin presión excesiva
- Diseño único de filamentos de dos niveles para un excelente alcance
- Filamentos suaves en forma de punta
- Angulación en el cuello del cepillo
- Mango ergonómico antideslizante (polipropileno)
- Autoclave (134 °C duración 55 min)



PRESENTACIONES:

Tamaño: Regular

Cerdas: Extra suave, suave, mediano

Colores: Blanco, amarillo, rojo, rosa, morado, azul, verde, negro

Presentaciones: Blíster con 1 pieza

TePe Select™



- Cabezal del cepillo cónico para un fácil acceso
- Diseño clásico y funcional (polipropileno)
- Filamentos redondeados y uniformes (poliamidas)
- Termoplástico: 20's en agua caliente el cabezal, para angular el cuello del cepillo
- Autoclave (134 °C duración 55 min)



PRESENTACIONES:

Tamaño: Regular

Cerdas: Extra suave, suave, mediano

Colores: Amarillo, azul claro, azul marino, blanco, gris oscuro, rosa claro, rosa fuerte, verde

Presentaciones: Blíster con 1 pieza


TePe GOOD™

TePe ha asumido el reto de alcanzar la neutralidad de carbono en productos y envases en 2022.

Con la introducción de material de base biológica en los cepillos de dientes **GOOD** y de material renovable certificado en nuestra gama de cepillos interdentes, hemos dado pasos sustanciales en la reducción de nuestra huella de carbono.

Línea TePe GOOD™

Hecho de
95%
de CO₂
reciclado



GOOD Regular

- Cabezal de cepillo cónico para facilitar el acceso
- Hecho de 96% de plástico de base biológica

Cerdas: Suaves

Tamaño: Regular

Colores: Azul, verde, rosa y amarillo

Presentación: Blíster con 1 pieza

GOOD Mini

- Adecuado desde el primer diente hasta los 3 años de edad
- Hecho de 96% de plástico de base biológica

Cerdas: Extra suaves

Tamaño: Mini

Colores: Azul, verde, rosa y amarillo

Presentación: Blíster con 1 pieza

GOOD Compact

- Cabezal de cepillo pequeño y cónico para facilitar el acceso
- Adecuado desde los 3 años de edad
- Hecho de 96% de plástico de base biológica

Cerdas: Suaves

Tamaño: Compacto

Colores: Azul, verde, rosa y amarillo

Presentación: Blíster con 1 pieza

Mini Flosser

- Soporte de hilo dental precargado para un uso fácil y cómodo

Tamaño: Para espacios estrechos

Color: Verde

Presentación:

Bolsa con 36 piezas


Limpiador de lengua

- Tres laminas para triple efecto de limpieza
- Elimina las bacterias de una sola pasada
- Ayuda a prevenir el mal aliento (halitosis)

Colores: Verde y rosa

Presentación: Blíster con 1 pieza

TePe Select Compact™



- Cabezal del cepillo cónico para un fácil acceso
- Diseño clásico y funcional (polipropileno)
- Filamentos redondeados y uniformes (poliamidas)
- Termoplástico: 20's en agua caliente el cabezal, para angular el cuello del cepillo
- Ideal para niños +3 o adultos
- Autoclave (134 °C duración 55 min)

PRESENTACIONES:

Tamaño: Compacto

Cerdas: Extra suave, suave, mediano

Colores: Blanco, rosa pastel, rosa, morado, amarillo, verde, azul pastel, azul turquesa, azul marino, gris oscuro

Presentaciones: Blíster con 1 pieza

TePe Colour™



- Disponible en diferentes combinaciones de colores
- Diseño clásico y funcional (polipropileno)
- Filamentos redondeados y uniformes (poliamidas)
- Termoplástico: 20's en agua caliente el cabezal, para angular el cuello del cepillo
- Autoclave (134 °C duración 55 min)



PRESENTACIONES:

Tamaño: Regular

Cerdas: Suave

Colores: Amarillo, azul claro, azul marino, blanco, gris oscuro, rosa claro, rosa fuerte, verde

Presentaciones: Blíster con 3 piezas

TePe Kids™



- Cepillo con estampado de colores adecuado a partir de los 3 años
- Cabezal de cepillo pequeño cónico y filamentos redondeados en los extremos para una limpieza eficaz
- Filamentos de punta redonda para una limpieza suave y eficiente



PRESENTACIONES:

Tamaño: Compacto

Cerdas: Extra suaves y suaves

Colores: Amarillo (Sirena), Rosa (Elefante), Verde (Jirafa), Azul Claro (Mago), Azul (Super Heroe), Naranja (Tigre)

Presentaciones:

Blistér con 1 pieza

Blistér con 4 piezas extra suave

TePe Mini™



- Cepillo con estampado de colores adecuado para niños menores de 3 años
- Disponible sin o con encantadores estampados creados por la sueca Isa Form
- Recomendado desde el primer diente
- Cabezal de cepillo pequeño cónico y filamentos redondeados en los extremos para una limpieza eficaz



PRESENTACIONES:

Tamaño: Mini

Cerdas: Extra suaves y suaves

Colores: Azul fuerte, azul, verde, rosa fuerte, rosa y amarillo

Presentaciones:


Blistér con 1 pieza

Blistér con 3 piezas extra suave impreso

Cuidados especiales



TePe Compact Tuft™



- Forma de cúpula con filamentos cortos
- Óptimo para limpieza de precisión
- Ideal para pacientes con ortodoncia o implantes
- Ideal para dientes emergentes o muelas del juicio impactadas
- Autoclave (134 °C duración 55 min)

PRESENTACIONES:

Tamaño: Especial

Cerdas: Mediano

Presentaciones: Blíster con 1 pieza

TePe Universal Care™



- Facilita la limpieza en áreas estrechas y difíciles de alcanzar
- Ideal para limpieza de aparatos ortopédicos en boca
- Autoclave (134 °C duración 55 min)

PRESENTACIONES:

Tamaño: Especial

Cerdas: Mediano

Presentaciones: Blíster con 1 pieza

TePe Implant Orthodontic™



- Cabezal del cepillo extra delgado para un mejor alcance en áreas estrechas
- Ideal para limpieza a lo largo del implante y aparatos ortopédicos
- Cuello largo y delgado para un mejor acceso
- Autoclave (134 °C duración 55 min)

PRESENTACIONES:

Tamaño: Especial

Cerdas: Mediano

Presentaciones: Blíster con 1 pieza

TePe Special Care™



Limpieza eficaz gracias a las cerdas más largas y cónicas

- 12,000 filamentos ultra suaves para una limpieza delicada
- Primera etapa del cepillado después de la cirugía oral
- Autoclave (134 °C duración 55 min)

Para pacientes con:

- Tejido bucal adolorido o muy delicado
- Superficies radiculares muy sensibles
- Boca extremadamente seca (radioterapia)

PRESENTACIONES:

Tamaño: Regular

Cerdas: Extra suave

Colores: Rojo

Presentaciones: Blíster con 1 pieza



Limpieza interdental

TePe Cepillos Interdentales™

- La forma más eficaz de eliminar la placa entre los dientes
- Gran variedad de cepillos interdentales para todo tipo de zonas interproximales
- Cuello flexible para mayor durabilidad y fácil acceso
- Autoclave (134 °C duración 55 min)

PRESENTACIONES:

Tamaño: #0, #1, #2, #3, #5, #6, #7 y #8

Color: Rosa, naranja, rojo, azul, amarillo, verde, morado, gris y negro

Presentaciones: Blíster con 6 piezas, blíster con 25 piezas



TePe Easy Pick™

- Las láminas únicas permiten un área de contacto amplia con las superficies proximales
- Tamaños cónicos superpuestos para adaptarse a todos los espacios interdentales



PRESENTACIONES:

Tamaño: Extra Pequeño/Pequeño

Color: Naranja

Presentaciones:

Blíster con 36 piezas + estuche de viaje

Tamaño: Mediano/Grande

Color: Azul

Presentación:

Blíster con 36 piezas + estuche de viaje

TePe Dental Tape™

- Un hilo dental fuerte y duradero
- Revestido con cera de abeja natural para fácil deslizamiento
- Sabor menta fresca

PRESENTACIONES:
Tamaño: 40 m y 5 m



Accesorios



Caja de viaje para cepillos interdentales



Protector para cepillo dental



Mango ergonómico para cepillo dental

Arma tu pack o adquiere uno de
diferentes especialidades y llévate gratis
un exhibidor de cartón



Eco **GOOD**
\$ 960.00

Ortodoncia Básico
\$ 1,544.00

Periodoncia Básico
\$ 1,584.00

Odontopediatría Básico
\$ 1,600.00

Introducción Básico
\$ 1,520.00

Arma tu pack o adquiere uno de
diferentes especialidades y llévate gratis
un exhibidor de acrílico



Ortodoncia Plus
\$ 2,976.00

Periodoncia Plus
\$ 2,944.00

Odontopediatría Plus
\$ 2,944.00

Introducción Plus
\$ 3,040.00

Línea TEBODONT

- Previene el desarrollo de la enfermedad periodontal
- Desinflama rápida y eficazmente la encía
- Combate el mal aliento
- Evita y controla el sangrado de la encía
- Fortalece la encía
- Ideal para pacientes con diabetes e inmunosuprimidos
- Puede utilizarse diariamente y a largo plazo



PRESENTACIONES:

Tamaño: 75 mL

Indicaciones: Control de biofilm, enfermedad periodontal y aftas



PRESENTACIONES:

Tamaño: 400 mL

Indicaciones: Control de biofilm, enfermedad periodontal, candidiasis oral, xerostomía y aftas



PRESENTACIONES:

Tamaño: 75 mL

Indicaciones: Control de biofilm, enfermedad periodontal, candidiasis oral y aftas

premier®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Nos inspira el gran trabajo que los profesionales dentales de todo el mundo realizan todos los días para brindar atención médica bucal a sus pacientes. Para ayudar a su misión, nos dedicamos a brindar

***“soluciones inspiradas
para la Odontología diaria”***

Esto significa que nos esforzamos continuamente por brindar a los profesionales dentales productos innovadores que establezcan estándares que sean soluciones efectivas y eficientes para permitir **mejores procedimientos, prácticas y resultados de los pacientes.**



ENAMEL PRO VARNISH

Reg. San. No. 2127C2014 SSA

Barniz de fluoruro optimizado para proporcionar valiosos iones de calcio y fosfato para la remineralización de dientes.

- Enamel Pro Varnish es una preparación que contiene fluoruro para el tratamiento de la hipersensibilidad dental y para la reducción de la sensibilidad postoperatoria.
- Diseñado para crear formas sustantivas de CaF (fluoruro de calcio) y ACP (fosfato de calcio amorfo).
- La investigación muestra que el ACP disponible en el esmalte puede prevenir la erosión perjudicial al estimular la remineralización de la estructura dental.
- Este es un mecanismo comprobado para reducir la hipersensibilidad dentinaria.
- Fácil de aplicar.

Presentación:

Caja con 35 piezas, sabor chicle
Caja con 200 piezas, sabor chicle

ENAMEL PRO

Reg. San. No. 0226C2018 SSA

La única pasta profiláctica formulada para liberar ACP (Fosfato de calcio amorfo)

- Libera 31% más fluoruro que las pastas convencionales.
- El fosfato de calcio es efectivo para remineralizar el esmalte y la dentina.
- Limpia rápido, salpica menos, fácil de enjuagar, consistencia suave y es libre de gluten.

Sabores: Fresa, Uva, Menta y Vainilla Menta.

Presentación:

Caja con 200 piezas

2 PRO

Contra-ángulo desechable para profilaxis

- Presenta una doble acción patentada de copa y punta, diseñada para garantizar un acceso total a todas las superficies del diente.
- La copa limpia y pule todas las superficies del diente.
- La punta es perfecta para acceso a todas las áreas interproximales, coronas, puentes, márgenes del diente, alrededor de implantes, superficies oclusales y aparatos de ortodoncia.

Presentación:

Bolsa con 144 piezas



HEMODYENT

Reg. San. No. 1365C2003 SSA

Cloruro de aluminio. Solución hemostática libre de epinefrina.

Recomendado para detener el sangrado durante la preparación de una corona, después de tomar una impresión, en la colocación de rellenos, durante la cementación de inlays o coronas; también después de cirugías menores, curetaje, gingivectomías, gingivoplastias, etc.

- Detiene efectivamente el sangrado gingival menor.
- No contiene epinefrina para evitar reacciones cardíacas.

Presentación:

Bote 10cc
Bote 40cc



RC-PREP

Reg. San. No. 1366C2003 SSA

Crema para preparaciones químico-mecánicas de conductos radiculares.

Más de 40 años de uso clínico y numerosas publicaciones demuestran la eficacia de RC-Prep para preparaciones químico-mecánicas de conductos radiculares.

La exclusiva fórmula de RC-Prep de glicol, peróxido de urea y EDTA en una base especial soluble en agua ayuda a eliminar calcificaciones y lubrica el conducto para permitir una instrumentación más eficiente. Ya sea que prefiera instrumentos manuales o de motor, RC-Prep permite a los escariadores y limas moverse con facilidad. RC-Prep es también excelente para su uso con localizadores apicales, ya que permite lecturas uniformes y confiables.

Presentaciones:

Bote de 18 g
Paquete con 2 jeringas de 9 g c/u



TRAXODYENT

Sistema de retracción gingival de última generación

Proporciona hemostasia predecible y manejo de tejidos blandos en minutos.

La pasta suave produce una presión sobre el surco mientras absorbe el exceso de líquido crevicular y sangre.

El cloruro de aluminio crea un efecto astringente sin irritar ni decolorar el tejido circundante.

- Retracción rápida y efectiva en aproximadamente 2 minutos, sin problemas con las soluciones hemostáticas.
- Detiene el sangrado y la filtración crevicular mientras se retrae y absorbe fácilmente el exceso de líquido crevicular.
- Evite desgarrar la encía: menos presión sobre el tejido sensible
- Elegante jeringa con puntas flexibles.
- Use Traxodent solo o con hilo retractor para mayor desviación gingival.

Presentación:

Paquete con 2 jeringas de 0.7g c/u

INSTRUMENTAL PREMIER

Instrumentos de alta calidad, fabricados en acero inoxidable disponibles para las múltiples especialidades odontológicas, auxiliar en los principales tratamientos odontológicos.

¡Desarrollando soluciones para la odontología diaria!

Para consultar el catálogo completo de instrumental, visita:

<https://productos.zeyco.com/catalogo-premier>





KIT DE INSTRUMENTOS CMI:

Reg. San. No. 2499E2002 SSA.

Kit con 5 instrumentos indicados para la manipulación de composites, de formas variadas para la reproducción de las diferentes estructuras anatómicas, fabricados en aluminio anodizado que le otorgan características relevantes como ultra ligereza, antiadherencia a los composites, esto debido a su recubrimiento PTFE (Politetrafluoretileno) que proporciona una mayor lubricación evitando la molestia que genera la adhesión de la resina al instrumento.

Contiene:

CMI 2
CMI 4
CMI 5
CMI Contact
CMI 21B



KIT DE DIAGNÓSTICO BÁSICO 1X4

Juego de instrumental de acero inoxidable para la exploración y diagnóstico odontológico

Presentaciones:

KIT 1X4 Kit de diagnóstico básico

Contenido: Pinza college, mango con espejo, excavador #17 y explorador #5.

KIT 1X4S Kit de diagnóstico básico con sonda

Contenido: Pinza college, mango con espejo, sonda periodontal Carolina del Norte y explorador #5.



BRITE SHIELD

Limpiador ultrasónico

- Protege del óxido y la corrosión
- Consigue una superficie lustrosa en los instrumentos de acero inoxidable
- Elimina cementos de ionómero de vidrio, carboxilato y fosfato de zinc

Presentaciones:

Frasco de 800 g

Caja con 10 sobres unidosis

Two Striper®

EL ESTÁNDAR EN DIAMANTE

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Two Striper®



Corte más rápido, sin generar calor y de mayor durabilidad.





Los profesionales de la odontología siempre se han exigido mucho a sí mismos, y también a sus instrumentos. Tanto en aplicaciones clínicas como de laboratorio, el rendimiento de los instrumentos en odontología es fundamental para garantizar la combinación óptima de eficiencia y velocidad, así como la calidad de trabajo de forma constante.

La fresa dental de diamante **Two Striper®** nació en 1971 cuando cuatro jóvenes emprendedores en Ohio patentaron un proceso para unir partículas de diamante al acero (P.B.S), una metodología que nadie creía que fuera posible, y se formó **Abrasive Technology**.





Hoy en día, la tecnología **P.B.S.®** sigue siendo el punto de referencia y el catalizador de nuestras innovaciones de alto rendimiento: fresas reutilizables que ahorran costos, brindan mayor potencia y velocidad de corte, así como mayor control y precisión.


P.B.S.[®] EL FACTOR DIFERENCIADOR

Two Striper[®], de Abrasive Techonology:

-  Utiliza una aleación de níquel-cromo para adherir químicamente cada cristal de diamante individual a un vástago de acero inoxidable.
-  Crea una unión permanente entre la capa de diamante y el sustrato del vástago.
-  Prolonga la vida útil del instrumento.
-  Evita el desprendimiento del diamante.

Con la combinación de nuestra meticulosa selección de diamantes virgenes naturales, las fresas **Two Striper[®]** de ingeniería superior, otorgan ventajas como:

-  Proporcionar un acabado superficial excepcionalmente liso.
-  La altura constante del borde y la exposición máxima al cristal mejoran la calidad de la superficie de preparación, eliminando la necesidad de un segundo corte para suavizar aún más la superficie tallada.
-  Reduce el tiempo y el costo de preparación.
-  Las fresas **Two Striper[®]** minimizan la vibración del tallado, lo que da como resultado una sensación cómoda, uniforme y un trauma dental reducido.



PRODUCTOS DE LA MARCA TWO STRIPER

FRESAS MULTIUSO

Con el original sistema de adhesión P.B.S.®



TS2000™

Verdaderamente dos diamantes en uno, el diseño único de la **TS2000™** ahorra tiempo y dinero al realizar simultáneamente un rápido tallado y crear un margen terminado sin cambiar de instrumento.

- ▶ 50 % más rápido que otros diseños en espiral
- ▶ Mayor eficiencia - más refrigerante (evita el calentamiento)
- ▶ Margen de acabado liso



STAINBUSTER®

La innovadora fresa hecha de fibra de vidrio rica en circonio , presenta un poder abrasivo para una odontología mínimamente invasiva, eliminando el cemento y las manchas de la superficie del diente sin dañar el esmalte, la cerámica o los tejidos blandos.

- ▶ Fresas autoafilables que mantienen continuamente su poder abrasivo.
- ▶ Mínimamente invasiva.
- ▶ No daña el esmalte, la cerámica, el cemento ni los tejidos blandos.
- ▶ Sin dolor.

Práctica diaria: Eliminación de manchas, pulido de excedentes de cemento o composites, eliminación temporal de cemento.

Ortodoncia: Eliminación de restos de cemento adhesivo tras la retirada del brackets.


Periodoncia: Raspado de la superficie radicular, fácil acceso a la bifurcación.

Implantología: Eliminación de excedentes de cemento incluso en lugares de difícil acceso.



CLEAN DIAMOND®


Utilice **Mini-Square Clean-Diamond™** para limpiar las fresas de diamante . Su función es prolongar la vida útil y restaurar el corte rápido.





Two Striper

CONOCE TODA NUESTRA
LÍNEA DE PRODUCTOS



<https://productos.zeyco.com/catalogo-twostriper>

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

Monoject™

***DTE*®**

MadaCide

**b[®] MEDICAL
BAOLAI**

 **Carestream**
DENTAL

SILCO

 **woson®**

eufar

MadaCide

A lo largo del tiempo nos hemos caracterizado por distribuir productos complementarios a los que fabricamos. Dicha distribución tiene como enfoque el

acercar al mercado soluciones de primer nivel y referentes en otras partes del mundo,

por ello es que nuestro portafolio de productos incluye las siguientes marcas y/o líneas de productos de las cuales somos, en su mayoría, distribuidores exclusivos para México (también los somos para algunos países en Centroamérica y el Caribe).

DTE®

ÁCIDO FLUORHÍDRICO EN GEL



GRABADOR DE PORCELANA DENTAL

Ácido de color amarillo, preparado para ser utilizado en procesos de restauración de porcelana

- Ingrediente activo: Ácido fluorhídrico al 9.6 %
- Presentación en gel
- Excelente viscosidad
- Crea porosidad y aumenta la adhesión
- Fácil aplicación

Presentación: Jeringa de 2 g

ALVOFAR PLUS



TRATAMIENTO DE LA ALVEOLITIS

Pasta suave, reabsorbible, indicada en el tratamiento preventivo y curativo de la alveolitis

- Contribuye a reducir el dolor posterior a la exodoncia
- Favorece los procesos de cicatrización
- Tiene efecto antiséptico
- Se reabsorbe en el alvéolo gracias a su base hidrofílica
- Contiene yodopovidona y eugenol

Presentación: Frasco de 10 g

CALCIFAR-P



HIDRÓXIDO DE CALCIO EN PASTA

- Actúa como medicamento intraconducto
- pH alcalino
- Ingredientes activos: Hidróxido de calcio, óxido de zinc y sulfato de bario
- Inhibidor bacteriano
- Radiopaco y no endurece
- Induce diferentes grados de reparación de tejidos

Presentación: Jeringa de 2 g

DETARFAR PROPHY



BICARBONATO DE SODIO

- Para profilaxis dental manual o mecánica
- Polvo fino que no tapa los equipos
- No daña el esmalte dental
- Efectivo para retirar la placa bacteriana y manchas dentales
- Puede ser utilizado con cualquier equipo de limpieza por ultrasonido

Presentación: Frasco de 120 g

DITONOS



REVELADOR DE PLACA BACTERIANA

Solución colorante utilizada para detectar placa bacteriana

- La placa antigua (dura) se pigmenta de color azul oscuro y la placa nueva (blanda) se pigmenta de color rosado
- Después del lavado no deja los dientes pigmentados
- Rendimiento hasta 50 aplicaciones
- Los reveladores líquidos se distribuyen mejor y más rápido que los reveladores en pastilla

Presentación: Frasco gotero de 10 mL

Monoject™

AGUJA



- Tubo de plástico
- Estéril
- Tribiselado

Medidas disponibles: 30 corta, 30 extra corta, 27 larga y 27 corta

Presentación: Caja de 100 pzas

JERINGA DE APLICACIÓN DE SILICÓN



Presentación: Bolsa de 50 pzas

EYECTOR DE SALIVA



- Flexibles
- Transparentes
- No tóxicos

Presentación: Bolsa de 250 pzas

SELLADOR DE CONDUCTOS RADICULARES



- Prolongado tiempo de trabajo
- Gran adhesividad
- Biocompatible
- No tóxico
- Radiopaco

Presentación: Kit polvo 15g liquido 5 mL

SILCO

RADIOGRAFÍA PERIAPICAL E SPEED



E-Speed es una película de alto contraste y velocidad D que proporciona una excelente calidad de imagen

- Características de procesamiento y manipulación excepcionales
- Mayor calidad de imagen
- Genera rápidamente las imágenes detalladas de alta calidad que se necesitan para realizar diagnósticos precisos
- Incluyen una barrera incorporada que ayuda a controlar las infecciones

Presentación: Caja de 150 pzas

RADIOGRAFÍA PERIAPICAL INSIGHT IP21



Película de velocidad F cuando se utiliza en procesadores dentales automáticos con rodillos

- Incorpora la tecnología patentada de emulsión T-GRAIN para obtener una excelente calidad de imagen sin sacrificar la velocidad
- Imágenes sistemáticamente nítidas y de alto contraste
- Incluyen una barrera incorporada que ayuda a controlar las infecciones

Presentación: Caja de 150 pzas

RADIOGRAFÍA PERIAPICAL D SPEED




Es una película de alto contraste y velocidad D que proporciona una excelente calidad de imagen

- Características de procesamiento y manipulación excepcionales
- Genera rápidamente las imágenes detalladas de alta calidad
- Incluyen una barrera incorporada que ayuda a controlar las infecciones

Presentación: Caja de 100 pzas

RADIOGRAFÍA PERIAPICAL INSIGHT INFANTIL




Es una película velocidad "E" en empaque individual "Softopac" para imágenes de alta calidad

- Requiere de una dosis de radiación sumamente baja
- Compatible con todos los aparatos de rayos X convencionales
- Se puede procesar con todos los químicos comerciales para este tipo de película de manera manual o automática
- Muy cómoda para los pacientes pediátricos

Presentación: Caja de 100 pzas

RADIOGRAFÍA OCLUSAL INSIGHT




Película de velocidad F cuando se utiliza en procesadores dentales automáticos con rodillos y velocidad E cuando se procesa en transporte sin rodillos o manual

- Baja dosis de radiación
- Control de infecciones
- Corto tiempo de exposición
- Conversión sencilla
- Excelente calidad de imagen
- Clase de velocidad ISO F y D
- Contraste alto

Presentación: Caja de 25 pzas

RADIOGRAFÍA PANORÁMICA TMG / RA



Excelente para imágenes de alta resolución y alto contraste

- Idónea para radiografía de especialidad y general de alto contraste, incluidos los exámenes ortopédicos
- Genera imágenes excepcionalmente nítidas y de bajo nivel de jaspeado que garantizan un diagnóstico fácil y confiable
- El cambio especial de color en la densidad de base óptica optimiza la diferenciación de contraste, reduce el cansancio de la visión y aumenta la nitidez de la imagen

Medidas disponibles: 15 x 30 cm (6" x 12") y 12.7 x 30.4 cm (5" x 12")

Presentación: Caja de 50 pzas

REVELADOR Y FIJADOR RAPID



El revelador y el fijador Rapid Access se han desarrollado para el procesamiento manual de las películas dentales INSIGHT y Ultra-Speed

- Listas para el uso
- Producen radiografías listas para visualizar de forma rápida, sencilla y cómoda
- Pueden verse en 30 segundos a temperatura ambiente (revelado en 15 segundos y fijación en 15 segundos)

Presentación: Frasco de 500 mL c/u

REVELADOR GBX



Solución concentrada, puede diluirse para utilizarse con todas las películas dentales

- Estabilidad química
- Procedimientos de mezclado y dilución idénticos para las soluciones de depósito y relleno

Presentación: Frasco de 1,095 mL

FIJADOR GBX



Solución concentrada, puede diluirse para utilizarse con todas las películas dentales

- Proporciona una mezcla cómoda
- Estabilidad química
- Procedimientos de mezclado y dilución idénticos para las soluciones de depósito y relleno

Presentación: Frasco de 1,095 mL

REVELADOR Y REFORZADOR X-OMAT REVELADORA AUTOMÁTICA 2X20L



Este revelador ha sido diseñado para ciclos de procesamiento estándar y rápido utilizando películas de emulsión T-Grain de Kodak

- Reduce los olores y los residuos
- Es respetuoso con el medio ambiente
- Fácil de usar y mezclar

Presentación: Frasco de 20 L

FIJADOR Y REFORZADOR X-OMAT REVELADORA AUTOMÁTICA



Para un procesamiento estándar, rápido, extendido y manual, se recomienda el uso de este versátil fijador con todas las películas de diagnóstico de Carestream y de otros fabricantes

- Reduce las emisiones del ácido acético y el dióxido sulfúrico
- Optimizado para producir imágenes de alta calidad
- Con las películas Carestream produce un tono de imagen azul para mejorar la percepción del contraste y reducir la fatiga visual
- Baja retención de la plata no expuesta o poco expuesta que permite una excelente conservación de la imagen

Presentación: Frasco de 20 L

MadaCide

MADACIDE - 1



Desinfectante, deodorizador y limpiador para superficies y mobiliario

- Listo para usar
- Limpia, desinfecta y desodoriza superficies duras, inanimadas y no porosas
- Más de 35 años de experiencia en desinfección
- Para ser utilizado en casas, hospitales, consultorios, escuelas, hoteles y restaurantes
- Mata el 99.9 % de los gérmenes (bacterias, hongos y virus)
- Biodegradable
- Tiempo de acción de 10 minutos
- No corrosivo
- Libre de alcoholes
- No es necesario retirar al menos que la superficie vaya a entrar en contacto con alimento

Presentaciones disponibles:

Frasco de 3.785 L

Frasco con atomizador de 850 mL

DTE®

LÁMPARA DE FOTOCURADO LED
INALÁMBRICA



- Longitud de onda: 420 nm – 480 nm
- Intensidad de luz: 1000 mW/cm² – 1200 mW/cm²
- Tiempos de trabajo de: 5, 10, 15 y 20 segundos
- Batería de litio recargable
- Fibra óptica autoclavable

Modo de operación: Continua, rampa y pulsación

ULTRASONIDO MODELO P4



Scáler / Perio

- Pieza de mano desmontable y autoclavable a alta temperatura y presión (135°C, 0.22MPa)

Características

Voltaje: 30 VDC

Puntas: T1, T2, T3, T4 y T5

Frecuencia: 28kHz+ / -3 kHz

ULTRASONIDO MODELO P7L



Scáler / Perio / Endo

- Pieza de mano de aluminio
- No se agrieta
- Luz LED cálida en la pieza de mano
- Pieza de mano desmontable y autoclavable a alta temperatura y presión (135°C, 0.22MPa)

Características

Voltaje: 30 VDC

Puntas: E1, T1, T2, T3, T4 y T5

Frecuencia: 28kHz+ / -3 kHz

AUTOCLAVE MODELO TANDA



Características

- Panel intuitivo con indicadores LED de función
- Ciclos de 121°C y 134°C
- Secado con puerta cerrada automática
- El tiempo de sacado se puede programar manualmente entre 1 y 60 minutos

Capacidad: 18 L y 23 L

AUTOCLAVE MODELO DOLPHIN



Características

- Cámara de acero inoxidable
- Dos programas de esterilización 121°C y 134°C
- Válvula de seguridad
- Sensor de puerta mal cerrada
- Puerta con seguro manual
- Protección contra sobre carga de presión y temperatura
- Sistema de alarma

Capacidad: 16 L

Colores: Blanco y negro

AUTOCLAVE MODELO TANZO CLASSIC



Características

- Posee panel de operación intuitivo
- LED indicador para las funciones programadas
- Certificada por la ABO (Asociación Brasileña de Odontología)

Capacidad: 18 L

AUTOCLAVE MODELO TANZO TOUCH



Características

- Pantalla LCD de alta iluminación
- Visibilidad gráfica interactiva
- Emisión de diagnósticos de todo su funcionamiento para el fácil y rápido mantenimiento
- Certificada por la ABO (Asociación Brasileña de Odontología)

Capacidad: 18 L

ZEYCO®

Para mayor información contáctanos:  01(33) 3208 3806  info@zeyco.mx  www.zeyco.com