

**premier®**

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Nos inspira el gran trabajo que los profesionales dentales de todo el mundo realizan todos los días para brindar atención médica bucal a sus pacientes. Para ayudar a su misión, nos dedicamos a brindar

***“soluciones inspiradas  
para la Odontología diaria”***

Esto significa que nos esforzamos continuamente por brindar a los profesionales dentales productos innovadores que establezcan estándares que sean soluciones efectivas y eficientes para permitir mejores procedimientos, prácticas y resultados de los pacientes.



## ENAMEL PRO® VARNISH

Reg. San. No. 2127C2014 SSA

**Barniz de fluoruro optimizado para proporcionar valiosos iones de calcio y fosfato para la remineralización de dientes.**

- Enamel Pro Varnish es una preparación que contiene fluoruro para el tratamiento de la hipersensibilidad dental y para la reducción de la sensibilidad postoperatoria.
- Diseñado para crear formas sustantivas de CaF (fluoruro de calcio) y ACP (fosfato de calcio amorfo).
- La investigación muestra que el ACP disponible en el esmalte puede prevenir la erosión perjudicial al estimular la remineralización de la estructura dental.
- Este es un mecanismo comprobado para reducir la hipersensibilidad dentinaria.
- Fácil de aplicar.

**Presentaciones:** Caja con 35 piezas y 200 piezas

**Sabores:** Chicle y fresa

## ENAMEL PRO®

Reg. San. No. 0226C2018 SSA

**La única pasta profiláctica formulada para liberar ACP (Fosfato de calcio amorfo)**

- Ofrece 31% más de absorción de flúor que las pastas convencionales.
- El fosfato de calcio amorfo es efectivo para remineralizar el esmalte y la dentina.
- Limpia rápido, salpica menos, fácil de enjuagar, consistencia suave y es libre de gluten.

**Presentación:** Caja con 200 piezas

**Sabores:** Fresa, Uva, Menta y Vainilla Menta.




## 2 PRO®

### Contra-ángulo desechable para profilaxis

- Presenta una doble acción patentada de copa y punta, diseñada para garantizar un acceso total a todas las superficies del diente.
- La copa limpia y pule todas las superficies del diente.
- La punta es perfecta para acceso a todas las áreas interproximales, coronas, puentes, márgenes del diente, alrededor de implantes, superficies oclusales y aparatos de ortodoncia.

#### Presentación:

Bolsa con 144 piezas



## PROFLARE®

### Contra-ángulo desechable para profilaxis

El nuevo contra ángulo desechable, al ser articulado, ofrece una mejor forma de pulir los dientes y sus diferentes zonas anatómicas.

- Diseño de copa articulada.
- Proflare se adapta a las diferentes zonas anatómicas del diente.
- Sus crestas externas ayudan a limpiar zonas interproximales.
- Máxima ergonomía, evita la necesidad de girar la muñeca para acceder a las diferentes zonas del diente.

#### Presentación:

Bolsa con 125 piezas



## HEMODENT®

Reg. San. No. 1365C2003 SSA

### Cloruro de aluminio. Solución hemostática libre de epinefrina.

Recomendado para detener el sangrado durante la preparación de una corona, antes de tomar una impresión, colocar rellenos, durante la cementación de inlays o coronas; también después de cirugías menores, curetaje, gingivectomías, gingivoplastias, etc.

- Detiene efectivamente el sangrado gingival menor.
- No contiene epinefrina para evitar reacciones cardíacas.

#### Presentaciones:

Frasco con 10 cc  
Frasco con 40 cc



## RC-PREP®

Reg. San. No. 1366C2003 SSA

### Crema para preparaciones químico-mecánicas de conductos radiculares.

Más de 50 años de uso clínico y numerosas publicaciones demuestran la eficacia de RC-Prep para preparaciones químico-mecánicas de conductos radiculares.

La exclusiva fórmula de RC-Prep de glicol, peróxido de urea y EDTA en una base especial soluble en agua ayuda a eliminar calcificaciones y lubrica el conducto para permitir una instrumentación más eficiente. Ya sea que prefiera instrumentos manuales o de motor, RC-Prep permite a los escariadores y limas moverse con facilidad. RC-Prep es también excelente para su uso con localizadores apicales, ya que permite lecturas uniformes y confiables.

#### Presentaciones:

Tarro con 18g  
Caja con 2 jeringas de 9 g c/u



## TRAXODENT®

Reg. San. No. 2355C2014 SSA

### Sistema de retracción gingival de última generación

Proporciona hemostasia predecible y manejo de tejidos blandos en minutos. La pasta suave produce una presión sobre el surco mientras absorbe el exceso de líquido crevicular y sangre.

El cloruro de aluminio crea un efecto astringente sin irritar ni decolorar el tejido circundante.

- Retracción rápida y efectiva en aproximadamente 2 minutos, sin problemas con las soluciones hemostáticas.
- Detiene el sangrado y la filtración crevicular mientras se retrae y absorbe fácilmente el exceso de líquido crevicular.
- Evite desgarrar la encía: menos presión sobre el tejido sensible.
- Elegante jeringa con puntas flexibles.
- Usa Traxodent solo o con hilo retractor para mayor retracción gingival.

#### Presentación:

Paquete con 2 jeringas de 0.7 g c/u y 6 puntas dispensadoras flexibles.



---

## CUCHARILLA T-LOC™ TRIPLE TRAY® ANTERIOR

**T-LOC™ Triple Tray® - Cucharillas de impresión de doble arco.**

Diseño patentado sin adhesivos - Las pistas de retención fijan mecánicamente el material, eliminando la necesidad de adhesivos.

Manipulación más sencilla - Las asas grandes y ergonómicas simplifican la carga de la cucharilla de doble arco y facilitan la transferencia entre el asistente y el dentista.

**Presentación:**  
Paquete con 28 Piezas



---

## CUCHARILLA T-LOC™ TRIPLE TRAY® POSTERIOR

**Diseño patentado sin adhesivos - Las pistas de retención fijan mecánicamente el material, eliminando la necesidad de adhesivos.**

Manipulación más sencilla - Las asas grandes y ergonómicas simplifican la carga de la cucharilla de doble arco y facilitan la transferencia entre el asistente y el dentista.

**Presentación:**  
Paquete con 35 Piezas



---

## CURE-SHIELD – PROTECTOR DE LUZ PORTATIL

**Premier Cure-Shield** bloquea eficazmente la luz azul y ultravioleta potencialmente dañina con longitudes de onda inferiores a 525 nanómetros que, tras una exposición prolongada, pueden causar quemaduras fotoquímicas en la retina.

- Protege a todo el personal
- Puede ser sujetado por el asistente, el paciente o la mano libre del operador
- Mejor accesibilidad que unas gafas
- No restringe la visibilidad

**Presentación:**  
Paquete con 3 Piezas



## KNIT PAK™ HILO DE RETRACCIÓN

Reg. San. No. 0199C2018 SSA

**El hilo de retracción gingival Knit-Pak™ es un hilo de punto no impregnado fabricado con algodón 100%.**

Knit-Pak se introduce fácilmente en el surco compactándose bajo presión. Si se toca con una fresa, Knit-Pak se cortará limpiamente y no se enredará.

- Se introduce fácilmente en el surco
- No se deshilacha
- No se enreda al cortar con fresa

Los 6 tamaños diferentes de Knit-Pak están codificados por colores para una rápida y fácil identificación.

**Presentación:** Envase con 100" (254 cm).

**Grosos disponibles:** 000 Verde, 00 Café, 0 Morado, 1 Azul.

## KNIT PAK™+ HILO DE RETRACCIÓN IMPREGNADO

Reg. San. No. 1665C2018 SSA

**Knit-Pak™+ es un hilo de retracción gingival impregnado,** creado a partir de microfibras tejidas únicas. Las fibras se distinguen por tener muy bajo contenido de humedad con alta durabilidad y propiedades de retención. Estos atributos crean un cordón dental de retracción gingival con una absorbencia superior y una estructura flexible resistente al deshilachado.

- Microfibra tejida única con absorbencia superior
- Se introduce fácilmente en el surco
- No se deshilacha
- No se enreda al cortar con fresa
- Sin pelusas ni partículas

Los 6 tamaños diferentes de Knit-Pak están codificados por colores para una rápida y fácil identificación.

**Presentación:** Envase con 100" (254 cm).

**Grosos disponibles:** 000 Verde, 00 Café, 0 Morado, 1 Azul.



---

## BRITE SHIELD™

### Limpiador ultrasónico

- Protege del óxido y la corrosión
- Consigue una superficie lustrosa en los instrumentos de acero inoxidable
- Elimina cementos de ionómero de vidrio, carboxilato y fosfato de zinc

**Presentación:**  
Frasco de 800 g



---

## BIOGREEN™

### BioGREEN™ Microapplicadores

Da un paso positivo para el medio ambiente con los nuevos microapplicadores biodegradables BioGREEN™ de Premier. Son la alternativa inteligente y eco-friendly al plástico tradicional.

- Biodegradables y compostables
- Flexible y económico.

**Presentaciones:** Caja con 100 microapplicadores  
**Tamaño:** Regular, fino y superfino

# INSTRUMENTAL PREMIER

**Instrumentos de alta calidad**, fabricados en acero inoxidable disponibles para las múltiples especialidades odontológicas, auxiliar en los principales tratamientos odontológicos.

**¡Desarrollando soluciones para la odontología diaria!**



## OPERATORIA

Empacadores.....	10
Removedor de corona.....	10
Pinza para papel.....	11
Aplicadores.....	11
Talladores.....	12
Punta para tirapuentes.....	12
Tirapuentes.....	12
Instrumento para composite.....	13
Kit CMI.....	16
Excavadores.....	17

## DIAGNÓSTICO

Exploradores.....	19
Mango para espejo.....	20
Pinzas curación.....	21
Sondas.....	22

## LABORATORIO

Espátulas.....	25
----------------	----

## PERIODONCIA / CIRUGÍA

Bisturí.....	27
Retractor.....	27
Curetas.....	28
Escariadores.....	28
Canula.....	28
Limas.....	32
Pinzas de disección.....	33
Pinzas para tejido.....	34
Pinzas gubia.....	35
Pinzas hemostáticas.....	36
Porta agujas.....	37
Disco para afilar instrumentos.....	39
Tijeras.....	40
Cassette Mark.....	43
Elevadores.....	44
Forceps maxilares.....	49
Forceps mandibulares.....	52
Excavadores.....	54

Obturadores.....	54
------------------	----

## ENDODONCIA

Exploradores.....	55
Pinzas.....	56
Portagrapas.....	56
Perforador.....	57
Espaciadores.....	57

Kit de diagnóstico básico.....	59
--------------------------------	----

## EMPACADORES

Reg. San. No. 2497E2002 SSA



Empacador de hilo Balshi angulado liso COD. 1004392



Empacador de hilo Balshi liso COD. 1004395

Empacador de hilo Balshi dentado COD. 1004394



Empacador de hilo Taper angulado liso COD. 1004408

Empacador de hilo Taper angulado dentado COD. 1004406



Empacador de hilo Sherman liso COD. 1003578

## REMOVEDOR DE CORONA COD. 1003576

Reg. San. No. 2495E2002 SSA



## PINZA P/PAPEL ARTICULAR COD. 9065130

Reg. San. No. 2498E2002 SSA



## APLICADORES

Reg. San. No. 2497E2002 SSA



■ Aplicador de cemento de hidróxido de calcio chico COD. 1004397



■ Aplicador de cemento COD. 1003115



■ Aplicador Placement 1 COD. 1004398

## TALLADORES

Reg. San. No. 2665E2002 SSA



Tallador IPC interproximal COD. 1003092



Tallador IPC-A interproximal angulado COD. 1003093

## PUNTA P/TIRAPUENTES No. 5 COD. 1003156

Reg. San. No. 2495E2002 SSA



## TIRAPUENTES CON 2 PUNTAS COD. 1003151

Reg. San. No. 2495E2002 SSA



## INSTRUMENTO P/ COMPOSITE

Reg. San. No. 2499E2002 SSA



Instrumento p/ composite Tallador 21B COD. 1003097



Instrumento p/ composite contacto mini/small COD. 1003902



Instrumento p/ composite contacto small/med COD. 1003899



Instrumento p/ composite contacto med/lrg COD. 1003900



Instrumento p/ composite Obturador black 1/2 COD. 1003787

Reg. San. No. 2499E2002 SSA



■ **Instrumento p/ composite No. 1** COD. 1003894



■ **Instrumento p/ composite No. 2** COD. 1003895



■ **Instrumento p/ composite No. 3** COD. 1003896



■ **Instrumento p/ composite No. 4** COD. 1003897



■ **Instrumento p/ composite No. 5** COD. 1003898



■ **Instrumento p/ composite SLIX IPC COD. 05702**



■ **Instrumento p/ composite SLIX WOODSON No. 2 COD. 05704**



■ **Instrumento p/ composite SLIX W3 COD. 05705**



■ **Instrumento p/ composite SLIX MINI IPC COD. 05708**



■ **Instrumento p/ composite SLIX MINI W3 COD. 05709**



■ **Instrumento p/ composite SLIX 21B COD. 05707**

Reg. San. No. 2497E2002 SSA



Instrumento p/ composite WOODSON No.1 COD. 1003724



Instrumento p/ composite WOODSON No.2 COD. 1003725

**KIT 5 CMI (NO. 2, 4, 5, 21B, CONTACTO SMALL/MED) COD. 1003888**

Reg. San. No. 2499E2002 SSA



## EXCAVADORES

Reg. San. No. 2665E2002 SSA



Excavador No. 12 COD. 1003447



Excavador No. 13 COD. 1003448



Excavador No. 14 COD. 1003449



Excavador No. 15 COD. 1003450



Excavador No. 17 COD. 1003452

Reg. San. No. 2665E2002 SSA



Excavador No. 17W COD. 1003440



Excavador No. 18 COD. 1003453



Excavador No. 18W COD. 1003441



Excavador No. 19W COD. 1003442



Excavador No. 20W COD. 1003443

Reg. San. No. 2665E2002 SSA




**Excavador No. 8** COD. 1003446

## EXPLORADORES

Reg. San. No. 2496E2002 SSA



**Explorador doble punta PremierAir No. 5** COD. 1003560




**Cavity Finder™ (CF)**



**Explorador Cavity Finder™ No. 5 doble punta** COD. 1003523

Reg. San. No. 2496E2002 SSA



Cavity Finder™ (CF)



Explorador Cavity Finder™ No. 6 1 punta COD. 1003512



Explorador Cavity Finder™ No. 11/12 COD. 1003529



Explorador Cavity Finder™ No. 3CH COD. 1003527

## MANGO PARA ESPEJO



Mango p/espejo BIG EASY rosca simple COD. 1005120



Mango p/espejo CONE SOCKET COD. 1003582



— Mango p/espejo SIMPLE STEM COD. 1003581

## PINZAS CURACIÓN

Reg. San. No. 2498E2002 SSA



— Pinza curación COLLEGE COD. 9065081



— Pinza curación FLAGG COD. 9065084




— Pinza curación MERRIAM COD. 9065085



— Pinza curación PERRY COD. 9065082

## SONDAS

Reg. San. No. 2496E2002 SSA






**Sonda periodontal WHO CC COD. 1003675**



**Sonda periodontal GOLDMAN FOX CC COD. 1003667**



**Sonda periodontal NABERS No. 1N COD. 1003676**



**Sonda periodontal NABERS No. 2N COD. 1003677**




**Sonda periodontal GOLDMAN FOX COD. 1003678**



**Sonda periodontal PROBEX WILLIAMS COD. 1003682**

Reg. San. No. 2496E2002 SSA



Reg. San. No. 1441C2015 SSA



— Sonda periodontal PERIOWISE 3-6-9-12MM  
C/3 PZAS COD. 9006108



## ESPÁTULAS

Reg. San. No. 2497E2002 SSA



— Espatula P/Cemento No. 22 COD. 1004366



— Espatula P/Cemento No. 24 COD. 1004367



— Espatula P/Cemento No. 313 COD. 1004370

Reg. San. No. 2497E2002 SSA



■ Espatula P/Cemento No. 36 COD. 1004369



■ Espatula P/Cera No. 7 COD. 1004375



■ Espatula P/Cera No. 7A COD. 1004376



■ Espatula P/Cera No. 31 COD. 1004379



■ Espatula P/Cemento No. 8 COD. 1004380


Reg. San. No. 2499E2002 SSA




■ Espatula P/Composite CMI No. 24 COD. 1004365

## BISTURÍ / RETRACTOR

Reg. San. No. 2495E2002 SSA



Bisturí KIRKLAND No. 15/16 COD. 1004754



Bisturí ORBAN No. 1/2 COD. 1004751




Retractor  
COLUMBIA COD. 1003837



Retractor de la Universidad  
de Minnesota COD. 1033120

## CURETAS / CÁNULAS / ESCARIADORES

Reg. San. No. 2665E2002 SSA



— Cureta LUCAS P/hueso No. 76 COD. 1003162


— Cureta LUCAS P/hueso No. 85 COD. 1003163

— Cureta LUCAS P/hueso No. 86 COD. 1003164

— Cureta LUCAS P/hueso No. 87 COD. 1003165

Reg. San. No. 2502E2002 SSA


Frazier Suction Tubes		
Item No.	Size	
1031208	Size 8	2.67mm ●
1031209	Size 9	3.00mm ●
1031210	Size 10	3.33mm ●
1031211	Size 11	3.67mm ●
1031212	Size 12	4.00mm ●




— Cánula de succión FRAZIER No. 10 COD. 1031210

— Cánula de succión FRAZIER No. 12 COD. 1031212

Reg. San. No. 2665E2002 SSA




**Big Easy® (BE)** 7/16" diam. 23g




**Cureta BIG EASY GRACEY No. 5/6**  
COD. 1005010




**Cureta BIG EASY GRACEY No. 3/4**  
COD. 1005005



**Cureta BIG EASY GRACEY No. 11/12**  
COD. 1005020




**Cureta BIG EASY GRACEY No. 7/8**  
COD. 1005015




**Light Touch™ Round (LT)** 5/16" diam. 21g




**Cureta GRACEY No. 5/6 LT**  
COD. 1004812




**Cureta GRACEY No. 1/2 LT**  
COD. 1004810




**Cureta GRACEY No. 9/10 LT**  
COD. 1004814



**Cureta GRACEY No. 7/8 LT**  
COD. 1004813




**Cureta GRACEY No. 11/12 LT**  
COD. 1004815




**Cureta GRACEY No. 3/4 LT**  
COD. 1004811

Reg. San. No. 2665E2002 SSA




**Big Easy® (BE)** 7/16" diam. 23g




**Light Touch™ Round (LT)** 5/16" diam. 21g




**Cureta BIG EASY McCALL 17/18**  
COD. 1005080



**Cureta BIG EASY McCALL No. 13/14**  
COD. 1005075




**Cureta GRACEY No. 15/16R LT**  
COD. 1004797




**Cureta GRACEY No. 13/14 LT**  
COD. 1004816



**Escariador GRACEY No. 17/18 LT**  
COD. 1004820




**Cureta McCALL No. 13S/14S LT**  
COD. 1004821



**Cureta McCALL No. 13/14 LT**  
COD. 1004823



**Cureta McCALL No. 17/18 LT**  
COD. 1004824



**Cureta McCALL No. 17S/18S LT**  
COD. 1004822



Escariador SICKLE No. U15/30 LT COD. 1004842



Escariador SICKLE No. U15/33 LT COD. 1004843



Escariador JACQUETTE No. 2/3 LT COD. 1004834



Escariador JACQUETTE No. 2S/3S LT COD. 1004835



Escariador JACQUETTE No. 1/1S LT COD. 1004832

Reg. San. No. 2665E2002 SSA



Escariador JACQUETTE No. 34/35 LT COD. 1004830

Reg. San. No. 1645E2014 SSA



Escariador anterior no. 137 p/implantes con 2 piezas COD. 9061421



Escariador posterior no. 204 p/implantes con 2 piezas COD. 9061423

## LIMAS


Reg. San. No. 2665E2002 SSA



Lima para hueso No. 11 COD. 1003574

## PINZAS DE DISECCIÓN

Reg. San. No. 2498E2002 SSA



Pinza de disección ADSON BROWN TISSUE 4 3/4 COD. 9085299



Pinza de disección ADSON No. 4 3/4 COD. 9085295



Pinza de disección IRIS DRESSING - STRAIGHT 4 COD. 9085300



Pinza DRESSING 5 1/2 COD. 9085278

## PINZAS PARA TEJIDO

Reg. San. No. 2498E2002 SSA



Pinza para tejido ADSON 1X2 No.4 3/4 COD. 9085296




Pinza para tejido 4 1/2 COD. 9085282



Pinza para tejido 5 1/2 COD. 9085283

## PINZAS GUBIA

Reg. San. No. 2498E2002 SSA



**Pinza GUBIA No. 4**  
p/cortar hueso  
COD. 9065073

**Pinza GUBIA No. 1** p/cortar hueso  
COD. 9065070

**Pinza GUBIA No. 6**  
p/cortar hueso  
COD. 9065076

**Pinza GUBIA No. 1A**  
p/cortar hueso  
COD. 9065071

## PINZAS HEMOSTÁTICAS

Reg. San. No. 2498E2002 SSA



Pinza hemostática 5 1/2  
curva COD. 9065129



Pinza hemostática  
RECTA COD. 9065128



Pinza hemostática 4 3/4  
RECTA COD. 9065126



Pinza hemostática 4 3/4  
CURVA COD. 9065127

## PORTA AGUJAS

Reg. San. No. 2498E2002 SSA



Porta aguja CRILE-WOOD  
6 TC COD. 9085153



Porta aguja CRILE-WOOD 6  
COD. 9065163



Porta aguja BAUMGARTNER TC  
COD. 9085157



Porta aguja CRILE-BAUMGARTNER 5  
COD. 9085162

Tungsteno  
Insertos de  
carburo (TC)



Reg. San. No. 2498E2002 SSA



Porta aguja CASTROVIEJO TC  
COD. 9085159



Porta aguja  
MAYO-HEGAR 6 1/4 TC  
COD. 9085151



Porta aguja DERF 5 TC  
COD. 9085155





Porta aguja  
MAYO-HEGAR 6 1/4  
COD. 9085162



Porta aguja  
MAYO-HEGAR 5 1/2  
COD. 9085161

## DISCO PARA AFILAR INSTRUMENTOS



Disco para afilar c/ 2 piedras  
COD. 9048200



Prolonga la vida útil tus  
instrumentos mejorando su  
eficiencia

**TIJERAS**

Reg. San. No. 2501E2002 SSA

**Tijera collar CROWN 5**  
**CURVA** COD. 9085346



**Tijera GOLDMAN**  
**FOX** COD. 9065105



**Tijera LA GRANGE**  
COD. 9065115



**Tijera collar CROWN 4**  
**CURVA** COD. 9085344




**Tijera LOCKLIN**  
COD. 9065111



Reg. San. No. 2501E2002 SSA

**Tijera GUM 1 recta** ■  
COD. 9065106




**Tijera collar CROWN 5** ■  
RECTA COD. 9085342



■ **Tijera GUM 2 curva**  
COD. 9065107



**Tijera IRIS 4 1/2 curva** ■  
COD. 9085204



■ **Tijera IRIS 4 1/2 recta**  
COD. 9085200




**Tijera QUIMBY curva** ■  
COD. 9065109



Reg. San. No. 2501E2002 SSA

**Tijera LITTAUER 4 1/2 sutura** ■  
COD. 9085114



**Tijera MAYO recta** ■  
COD. 9085218



■ **Tijera LITTAUER 5 1/2 sutura**  
COD. 9085116



**Tijera SPENCER 3 1/2 SUTURA** ■  
COD. 9085118



## CASSETTE MARK



**CASSETTE MARK I p/  
esterilizar de 4 A 8 pzas.**



**CASSETTE MARK VI p/  
esterilizar de 8 A 16 pzas.**



**CASSETTE MARK IV p/  
esterilizar de 12 A 24 pzas.**

### ¡Los cassettes Premier son fáciles de usar!

El diseño único sin bisagras ofrece años de funcionamiento sin problemas.

Las aberturas en las paredes permiten un flujo óptimo de solución limpiadora, energía ultrasónica y mayor acceso para enjuague.



## ELEVADORES

Reg. San. No. 2500E2002 SSA



Elevador APICAL curvo derecho  
No. 2 COD. 1003358



Elevador APICAL curvo izquierdo  
No. 79 COD. 1003385



Elevador APICAL curvo izquierdo  
No. 1 COD. 1003357



Elevador APICAL curvo derecho  
No. 80S COD. 1003354



Elevador APICAL curvo derecho  
No. 303P COD. 1003389



Elevador APICAL curvo derecho  
No. 302B COD. 1003361



Elevador APICAL curvo derecho  
No. 80 COD. 1003386



Elevador APICAL curvo izquierdo  
No. 303B COD. 1003362

Reg. San. No. 2500E2002 SSA



**Elevador CRYER BANDERA  
derecho No. 31** COD. 1003401



**Elevador CRYER BANDERA  
izquierdo No. 39** COD. 1003376



**Elevador SELDIN BANDERA  
izquierdo No. 1L** COD. 1003364



**Elevador CRYER BANDERA  
izquierdo No. 30** COD. 1003400



**Elevador recto p/raices 78S**  
COD. 1003352



**Elevador SELDIN BANDERA  
derecho No. 4R** COD. 1003369



**Elevador CRYER BANDERA  
derecho No. 40** COD. 1003377




**Elevador SELDIN BANDERA  
derecho No. 1R** COD. 1003365



**Elevador SELDIN BANDERA  
izquierdo No. 4L** COD. 1003368

Reg. San. No. 2500E2002 SSA



— Elevador POTT'S No. 1 COD. 1003394

— Elevador POTT'S No. 2 COD. 1003395

Reg. San. No. 2495E2002 SSA



— PERIOTOMO anterior COD. 1003659

— PERIOTOMO posterior COD. 1003660

— Elevador PERIOSTÓTOMO recto MOLT No.2 COD. 1003663

Reg. San. No. 2500E2002 SSA



**Elevador PERIOSTÓTOMO recto No. 9 COD. 1003661**



**Elevador PERIOSTÓTOMO recto OHLS COD. 1003665**



**Elevador WEST recto No. 1 COD. 1003344**



**Elevador WEST No. 2 COD. 1003345**



**Elevador SELDIN recto No. 3 COD. 3367**

Reg. San. No. 2500E2002 SSA



■ Elevador APICAL No. 301P COD. 1003387



■ Elevador APICAL HEIDBRINK doble No. 13-14 COD. 1003396



■ Elevador CRANE curvo No. 41 COD. 1003378



■ Elevador APICAL recto No. 78 COD. 1003384



■ Elevador COUPLAND 2 COD. 1003398



■ Elevador APICAL recto No. 304B COD. 1003363



■ Elevador APICAL recto No. 301B COD. 1003360

Reg. San. No. 2500E2002 SSA



— Elevador de raíz recto  
No. 34(12) COD. 1003372



— Elevador de raíz recto  
No. 34S(13) COD. 1003373

## FORCEPS MAXILARES

Reg. San. No. 2498E2002 SSA



— Forceps No. 88L izquierdo  
COD. 9065024



— Forceps No. 88R derecho  
COD. 9065025

Reg. San. No. 2498E2002 SSA



**Forceps No. 53L izquierdo**  
COD. 9065015




**Forceps No. 53R derecho**  
COD. 9065016



**Forceps No. 150**  
COD. 9065030



**Forceps No. 18L izquierdo**  
COD. 9065009



**Forceps No. 18R derecho**  
COD. 9065010



**Forceps No. 150S chico**  
COD. 9065034

Reg. San. No. 2498E2002 SSA



**Forceps No. 99C**  
COD. 9065027



**Forceps No. 101**  
COD. 9065028



**Forceps No. 24**  
COD. 9065012



**Forceps No. 65**  
COD. 9065018

## FORCEPS MANDIBULARES

Reg. San. No. 2498E2002 SSA



Forceps No. 151 COD. 9065031



Forceps No. 69 COD. 9065019



Forceps URG COD. 9065043



Forceps No. 17 COD. 9065008



Forceps No. 23 COD. 9065011



Forceps No. 222 COD. 9065039



**Forceps No. C1 infantil**  
COD. 9065051



**Forceps No. C3 infantil**  
COD. 9065053



**Forceps No. C151 infantil**  
COD. 9065058



**Forceps No. C150 infantil**  
COD. 9065057



**Forceps No. C5 infantil**  
COD. 9065055

## EXCAVADORES

Reg. San. No. 2496E2002 SSA



Excavador No. 31LS COD. 1003841



Excavador No. 31L COD. 1003883



Excavador No. 32L COD. 1003884



Excavador No. 33L COD. 1003885

## OBTURADORES

Reg. San. No. 2497E2002 SSA



Obturador radicular RC NC No. 1/3 COD. 1003880

Reg. San. No. 2497E2002 SSA



Obturador radicular RC NC No. 5/7 COD. 1003881




Obturador radicular RC NC No. 9/11 COD. 1003882



Obturador GLICK No. 1 COD. 1003850

Reg. San. No. 2496E2002 SSA



Obturador GLICK No. 2 COD. 1003842

## EXPLORADORES

Reg. San. No. 2496E2002 SSA



Explorador No. 16 COD. 1003844

## PINZAS

Reg. San. No. 2498E2002 SSA




Pinza curación ENDO COD. 9065086



Pinza LOCKING (GROOVED) 6" COD. 9065088

## PORTAGRAPAS

Reg. San. No. 2498E2002 SSA



Portagrapas COD. 9065131

## PERFORADOR

Reg. San. No. 2498E2002 SSA



Perforador dique AINSWORTH  
COD. 9065132

## ESPACIADORES

Reg. San. No. 2716C2012 SSA




Espaciador NI-TI D11 COD. 1003905



Espaciador NI-TI D11T COD. 1003906

Reg. San. No. 2716C2012 SSA



■ Espaciador NI-TI No. 25 COD. 1003907

Reg. San. No. 2497E2002 SSA



■ Espaciador ACERO-INOX WAKAI No. 1 COD. 1003873



■ Espaciador ACERO-INOX MA57 COD. 1003866



■ Espaciador ACERO-INOX 40S COD. 1003871



■ Espaciador ACERO-INOX D11T COD. 1003872



■ Espaciador ACERO-INOX D11 COD. 1003879



## KIT DE DIAGNÓSTICO BÁSICO 1X4 SE

**Juego de instrumental de acero inoxidable para la exploración y diagnóstico odontológico.**

**Presentación:**

KIT 1X4 SE de diagnóstico básico

**Contenido:**

- Pinza college
- Mango con espejo
- Excavador #17
- Sonda periodontal UNC 15 cc/Explorador PROBEX

# ZEYCO®

DISTRIBUIDOR OFICIAL

Para mayor información contáctanos

Tel. (33) 3208 3806 Mail. [info@zeyco.mx](mailto:info@zeyco.mx) Web. [www.zeyco.mx](http://www.zeyco.mx)

Número de autorización: 2414102002C00358